



Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Technische gegevens

Effectieve afmeting:	627 × 343 × 715 – 1200 mm
Banden:	antistatisch
Kokerbuis bovenbouw:	25 × 10 mm
Bereik in hoogte verstelbaar:	715 - 1200 mm
Kokerbuis loopwerk:	40 × 20 mm
Laadvermogen:	10 kg
Wielen:	4 zwenkwielen, 2 m.blokkeerrem, ∅ 75
Hoofdconstructie:	open
Uitvoering:	in hoogte verstelbaar (handmatig)
Gewicht:	6 kg
Breedte:	400 mm
Diepte:	627 mm
Hoogte:	715 mm

In hoogte verstelbare aangeeftafel voor de opname van een los ingehangen opslagplaats.

Tafel in verrijdbare, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Stabiele constructie, in de bovenbouw van naadloos verwerkt frame van vierkante buizen als duwbeugel en voor het inhangen van een separate opbergplek. Complete bovenbouw handmatig in hoogte verstelbaar d.m.v. traploze hef kolom met vaststel-draaigreep op een loopwerk van vierkante buizen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, 2 met blokkeerremmen, ∅ 75 mm, met bevestigingsgat aan de achterkant, behuizing verzinkt-gechromateerd, kunststofwiel met dubbel kogellager en draadbescherming, elektrisch geleidend (antistatisch), afmetingen volgens DIN 18867-8.