

Warm aanbevolen: de kennis en ervaring
van onze experts

Wij geven u graag advies

Productoverzicht

Overhandigd door

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden op www.hupfer.com/de/avb zijn van toepassing.
Prijzen excl. wettelijke btw en verzendkosten. De dagelijks actuele
prijzen op www.hupfer.com zijn van toepassing

Cazander Medical B.V.
Kastanjelaan 41
3241 BH Middelharnis

Telefoon +31 187 470 666
info@cazandermedical.nl
www.cazandermedical.nl

*RWS 03/20 Hupfer 2020. Alle gegevens / afmetingen zijn ca. gegevens. Technische wijzigingen voorbehouden.
Iedere vorm van vermenigvuldiging, ook van delen, alleen met toestemming. Alle afbeeldingen zijn voorbeelden, ter illustratie en ze kunnen
bijzondere accessoires bevatten. Concept en lay-out: RWS Group Deutschland GmbH, Berlin*



Ons meest succesvolle product is klanttevredenheid




Grote kwaliteit tot in het kleinste detail

Of het nu gaat om het materiaal, de afwerking, de functionaliteit, de veiligheid, service en stipte levering: kwaliteit is ons onmiskenbare handelsmerk. Hiervoor zorgen de modernste plannings- en productietechniek, zorgvuldig geselecteerde toeleveranciers en partners en een omvattende kwaliteitszorg.

Naast alle technische innovatie zijn het vooral uitstekend opgeleide medewerkers die het gezicht van het merk Hupfer bepalen. Van de ontwikkeling tot aan de levering begeleiden ze elk product in alle aspecten met hun knowhow en ambachtelijke vakkennis.


Gecontroleerde zekerheid van begin af aan

Hupfer is als ontwikkelaar en fabrikant van medische producten volgens DIN EN ISO 13485 gecertificeerd. Daarom kunt u bij onze oplossingen vertrouwen op de hoogste standaards wat betreft functionaliteit en kwaliteit – van de techniek tot aan de service.



De draad- en metaalverwerking is het begin van ons succesverhaal. Aan dit verhaal voegden we in de loop van de jaren veel nieuwe boeiende hoofdstukken toe. Onze denk- en handelwijze wordt bepaald door: ons idee van kwaliteit, een duidelijk gevoel voor precisie en de ambitie om steeds de best mogelijke oplossingen te bieden.


Hierdoor zijn we in staat om altijd in te gaan op de eisen en uitdagingen van onze klanten. Vandaag biedt Hupfer als specialist voor keukenlogistiek en sterielgoedlogistiek op maat gemaakte concepten „Made in Germany”, die steeds meer klanten overal ter wereld weten te overtuigen.



Uw partner voor innovatieve sterielgoedlogistiek



Altijd en overal:
maximale veiligheid en hygiëne



Bij Hupfer ontwikkelen wij onze producten en systemen vanuit een diepgaande kennis van logistieke structuren en individuele eisen in ziekenhuizen en medische afdelingen.

Als specialist voor sterielgoedlogistiek bieden wij omvattende oplossingen voor de toevoer en afvalverwerking van steriele goederen. Of het nu gaat om sorteren, inpakken, transporteren, opslaan of verdelen: met Hupfer optimaliseert u werkprocessen, verhoogt u de werkveiligheid en kunt u vertrouwen op de hoogste hygiënische standaards wat betreft reiniging, desinfectie en sterilisatie.

Wij ondersteunen planners, dealers en gebruikers met onze decennialange ervaring, uitgebreide branchekennis en overtuigende ideeën. Alle betrokkenen hebben de zekerheid dat de gemeenschappelijke doelen bereikt worden: veiligheid, economisch nut en echte klanttevredenheid tot aan de patiënt toe.

Stellingsystemen

Op het gebied van bevoorrading, beschikbaarstelling en uitgifte van sterielgoed en werkmateriaal, verbruiksmateriaal of apparaten bieden stellingssystemen van Hupfer op maat gemaakte oplossingen. Dankzij de grote keuze aan dimensies, schappen, combinatiemogelijkheden, materiaal- en uitvoeringsvarianten heeft u ook bij de configuratie van complexe stellingen alle mogelijkheden.



Stelling norm 12

De speciale materiaalmix van aluminium en kunststof maakt dit stellingstelsel tot een veelzijdig en aantrekkelijk alternatief, bijvoorbeeld voor de opslag van apotheekgoederen.



Norm 12 stelling met kunststof sleufschappen

■ Aluminium/kunststof

Max. draagvermogen: 600 kg

Diepte in mm	Totale breedte in mm									
300										
400	1000	1200	1500	1775	1975	2375	2775	2975	3450	3650
500										
600										



Norm 12 stelling met kunststof opzetstukken

■ Aluminium/kunststof

Max. draagvermogen: 600 kg

Diepte in mm	Totale breedte in mm									
400										
500	1000	1200	1500	1775	1975	2375	2775	2975	3450	3650
600										



Draagkracht norm 12		
Soort niveaus	Breedte mm	Draagkracht bij gelijkmatig verdeelde belasting kg
Kunststof sleufschappen en gesloten kunststof opzetstukken	600 - 1000	150
	1200	160
	1400 - 1500	100

Stelling norm 12



Staander norm 12

- Aluminium

Max. draagvermogen: 600 kg

Hoogte in mm	voor staanderdiepte 400 mm	voor staanderdiepte 500 mm	voor staanderdiepte 600 mm
	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
1200	0201017	0201037	0201047
1400	0201087	0201107	0201117
1600	0201157	0201177	0201187
1800	0201227	0201247	0201257
2000	0201297	0201317	0201327



Kruisschoor norm 12

- 1 stuk voor max. 3 stellingsecties
- Aluminium

Aluminium. Passend voor alle schapbreedtes

Artikelnummer

0603062



Kruisschoor norm 12 • rug-aan-rug

- 1 stuk voor max. 3 stellingsecties
- Roestvrij staal

Roestvrij staal. Passend voor alle schapbreedtes

Artikelnummer

0103082



Kunststof sleufschap norm 12

- Polymeer

Breedte in mm	voor staanderdiepte 400 mm	voor staanderdiepte 500 mm	voor staanderdiepte 600 mm
	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
600	0601549	0601569	0601579
800	0601619	0601639	0601649
900	0601689	0601709	0601719
1000	0601759	0601779	0601789
1200	0601829	0601849	0601859
1400	0601899	0601919	0601929
1500	0601969	0601989	0601999



Doorschuifblokkering

- Roestvrij staal (elektrolytisch gepolijst)
- Voor het aanbrengen tussen twee staanders aan de brede kant van een schap

Breedte in mm

Artikelnummer

1000

0117414

1200

0117415

1500

0117417



Zijrooster

- Roestvrij staal (elektrolytisch gepolijst)
- Voor beveiliging aan het uiteinde

Diepte in mm

Artikelnummer

500

0117402

600

0117403



Gesloten kunststof sleufschap norm 12

- Polymeer

Breedte in mm	voor staanderdiepte 400 mm	voor staanderdiepte 500 mm	voor staanderdiepte 600 mm
	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
600	0602449	0602469	0602479
800	0602519	0602539	0602549
900	0602589	0602609	0602619
1000	0602659	0602679	0602689
1200	0602729	0602749	0602759
1400	0602799	0602819	0602829
1500	0602869	0602889	0602899



Hoekverbindingsklem

- Voor kunststof roosters en dichte schappen
- Voor de montage over hoeken

Artikelnummer

0603139