

Warm aanbevolen: de kennis en ervaring
van onze experts

Wij geven u graag advies

MEDICAL

Productoverzicht

Overhandigd door

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden op www.hupfer.com/de/avb zijn van toepassing.
Prijzen excl. wettelijke btw en verzendkosten. De dagelijks actuele
prijzen op www.hupfer.com zijn van toepassing

Cazander Medical B.V.
Kastanjelaan 41
3241 BH Middelharnis

Telefoon +31 187 470 666
info@cazandermedical.nl
www.cazandermedical.nl

*RWS 03/20 Hupfer 2020. Alle gegevens / afmetingen zijn ca. gegevens. Technische wijzigingen voorbehouden.
Iedere vorm van vermenigvuldiging, ook van delen, alleen met toestemming. Alle afbeeldingen zijn voorbeelden, ter illustratie en ze kunnen
bijzondere accessoires bevatten. Concept en lay-out: RWS Group Deutschland GmbH, Berlin*



HUPFER
we make work flow

HUPFER
we make work flow

Ons meest succesvolle product is klanttevredenheid



De draad- en metaalverwerking is het begin van ons succesverhaal. Aan dit verhaal voegden we in de loop van de jaren veel nieuwe boeiende hoofdstukken toe. Onze denk- en handelwijze wordt bepaald door: ons idee van kwaliteit, een duidelijk gevoel voor precisie en de ambitie om steeds de best mogelijke oplossingen te bieden.

Hierdoor zijn we in staat om altijd in te gaan op de eisen en uitdagingen van onze klanten. Vandaag biedt Hupfer als specialist voor keukenlogistiek en sterielgoedlogistiek op maat gemaakte concepten „Made in Germany”, die steeds meer klanten overal ter wereld weten te overtuigen.





Grote kwaliteit tot in het kleinste detail

Of het nu gaat om het materiaal, de afwerking, de functionaliteit, de veiligheid, service en stipte levering: kwaliteit is ons onmiskenbare handelsmerk. Hiervoor zorgen de modernste plannings- en productietechniek, zorgvuldig geselecteerde toeleveranciers en partners en een omvattende kwaliteitszorg.

Naast alle technische innovatie zijn het vooral uitstekend opgeleide medewerkers die het gezicht van het merk Hupfer bepalen. Van de ontwikkeling tot aan de levering begeleiden ze elk product in alle aspecten met hun knowhow en ambachtelijke vakkennis.

Gecontroleerde zekerheid van begin af aan

Hupfer is als ontwikkelaar en fabrikant van medische producten volgens DIN EN ISO 13485 gecertificeerd. Daarom kunt u bij onze oplossingen vertrouwen op de hoogste standaards wat betreft functionaliteit en kwaliteit – van de techniek tot aan de service.



Uw partner voor innovatieve sterielgoedlogistiek




Bij Hupfer ontwikkelen wij onze producten en systemen vanuit een diepgaande kennis van logistieke structuren en individuele eisen in ziekenhuizen en medische afdelingen.

Als specialist voor sterielgoedlogistiek bieden wij omvattende oplossingen voor de toevoer en afvalverwerking van steriele goederen. Of het nu gaat om sorteren, inpakken, transporteren, opslaan of verdelen: met Hupfer optimaliseert u werkprocessen, verhoogt u de werkveiligheid en kunt u vertrouwen op de hoogste hygiënische standaards wat betreft reiniging, desinfectie en sterilisatie.

Wij ondersteunen planners, dealers en gebruikers met onze decennialange ervaring, uitgebreide branchekennis en overtuigende ideeën. Alle betrokkenen hebben de zekerheid dat de gemeenschappelijke doelen bereikt worden: veiligheid, economisch nut en echte klanttevredenheid tot aan de patiënt toe.

Altijd en overal:
maximale veiligheid en hygiëne



Stellingsystemen

Op het gebied van bevoorrading, beschikbaarstelling en uitgifte van sterielgoed en werkmateriaal, verbruiksmateriaal of apparaten bieden stellingsystemen van Hupfer op maat gemaakte oplossingen. Dankzij de grote keuze aan dimensies, schappen, combinatiemogelijkheden, materiaal- en uitvoeringsvarianten heeft u ook bij de configuratie van complexe stellingen alle mogelijkheden.



Stelling norm 5 Medidul

Deze uitvoering van het beproefde stellingstelsysteem is speciaal voor de afdelingen sterielgoed- en het OK-magazijn ontworpen. In zachte verpakkingen, in korven of bakken: sterielgoed is veilig en overzichtelijk opgeslagen op U- of L-geleiders.



Stander norm 5 Medidul

■ Roestvrij staal

Max. draagvermogen: 600 kg

Hoogte in mm	voor staanderdiepte 300 mm	voor staanderdiepte 400 mm	voor staanderdiepte 500 mm	voor staanderdiepte 600 mm
	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer	Artikelnummer
1800	–	7505114	–	7505105
2000	7505113	7505115	7505117	7505106



Dicht schap norm 5 Medidul

■ Roestvrij staal

	Breedte in mm	Artikelnummer
A-GS 355/600	355	7505004
A-GS 455/600	455	7505008



Kruisschoor norm 5 • rug-aan-rug

■ 1 stuk nodig in elke 3e stellingsectie
■ Roestvrij staal

	Artikelnummer
RG-KV/N5 Medidul	7505019
RG-KV/N5 Medidul ISO	7505611
RG-KV/N5 Medidul StE	7505612

Stelling norm 5 Medidul



Afstandhouder

- Roestvrij staal
- Voor staander 600 kg draagvermogen
- Voor staander met tussenafstand 75 mm
- Verpakkingseenheid: 4 stuks/stellingsectie

	Uitvoering	Breedte in mm	Artikelnummer
H-A/600 355	voor StE-norm	355	7505024
H-A/600 455	voor ISO-norm	455	7505025

Voor staanderdiepte
600 mm



Profielen

- Roestvrij staal
- Schapbreedte: 60 mm
- Verpakkingseenheid: 2 stuks

	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
RG-ESS/L MEDIDUL 594/84/39	594 x 84 x 39	7504213



U-profiel-inschuifgeleiders

- Roestvrij staal
- Schapbreedte: 14 mm
- Verpakkingseenheid: 2 stuks

	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
RG-ESS/U MEDIDUL 36/570/41	36 x 570 x 41	7505009



Inschuiframe

- Voor bakken en korven volgens DIN StE
- Voor bakken en korven volgens ISO

Inschuiframeset		Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
ERS steriele eenheden 296/595/60	voor StE-norm	296 x 595 x 60	7504555
ERS ISO 448/595/66	voor ISO-norm	448 x 595 x 66	7501216



Legplank

- Roestvrij staal
- Geperforeerd

	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
Legplank 300/600/15 geperforeerd	300 x 600 x 15	7504373



Plaatje

- Roestvrij staal gepolijst
- Veld is magnetisch
- Lasermarkering op aanvraag

	Beschriftingsveld mm	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
Plaatje 85/82/26	60 x 21	85 x 82 x 26	7504932



Stelling norm 5 Medidul



- Zijwandbekleding**
- Roestvrij staal
 - Voor staander met tussenafstand 75 mm

	Voor staanderhoogte mm	Artikelnummer
Zijwandbekleding roestvrij staal 1800/600	1800	7505210
Zijwandbekleding roestvrij staal 2000/600	2000	7505211



- Achterwand**
- Roestvrij staal

Breedte in mm	Voor staanderhoogte 1800 mm	Voor staanderhoogte 2000 mm
	Artikelnummer	Artikelnummer
355		7505222
455		7505223
600	7505214	7505224
655	7505215	7505225
800	7505216	7505226
900	7505217	7505227
1000	7505218	7505228
1200	7505219	7505229
1400	7505220	7505230
1500	7505221	7505231



- Onderstel**
- Roestvrij staal
 - Voor stelling Medidul met zijwanden

	Artikelnummer
Sokkel 100 doorlopend tot 2700 voor Medidul-stelling met zijwanden	7505233999
Sokkel 200 doorlopend tot 2700 voor Medidul-stelling met zijwanden	7505234999



- Gesloten bovenplaat**
- Roestvrij staal
 - Voor Medidul-stelling zonder zijwanden

	Artikelnummer
Plat dak doorlopend tot 2700 mm, voor Medidul-stelling zonder zijwanden	7505132999

