



De **opFIX®** is speciaal ontworpen voor de opslag van zware onderdelen, bijvoorbeeld toebehoren van operatietafels. Uw accessoires worden op een veilige en solide manier bevestigd aan de geperforeerde wand van het **opFIX®**-systeem. Dankzij een innovatieve oplossing voor snelle aanpassingen is een eenvoudige en snelle bevestiging geen probleem. Ook het verplaatsen van de accessoires is hierbij geen probleem. Dit geeft u een grote flexibiliteit. Hierbij kunt u op een persoonlijke manier uw opFIX geperforeerde wand inrichten naar uw eigen wens.



Vele accessoires die kunnen worden gebruikt voor het opslaan en bevestigen, horen al bij het **opFIX®** assortiment: haken met verschillende lengtes, rails met een standaarduitrusting, platte legborden, manden, containers voor kleine items (roestvrijstaal of plastic) en nog veel meer. Het assortiment wordt voortdurend uitgebreid. Zelfs uw speciale wensen kunnen worden gerealiseerd. Graag gaan wij met u in overleg, wat wij voor u kunnen betekenen.

SWISS  MADE

opFIX® is een exclusief product van Zumstein Medizintechnik. Het merk en ontwerp zijn beschermd



voor Nederland, België en
Luxemburg:

Cazander Medical B.V.
Edison 43
NL - 3241 LS Middelharnis
Tel: +31 187 470 666
info@cazandermedical.nl
www.cazandermedical.nl



opFIX® - ALLES GEORDEND

Een modulair geperforeerd wandsysteem voor een duidelijke en materiaal besparende opslag van verschillende accessoires die worden gebruikt in de operatiekamer.

De moderne chirurgische methoden vereisen in toenemende mate snelle levering van het vereiste materiaal voor operaties. Verschillende operatieaccessoires, die hedendaags vaak moeizaam gevonden worden, veroorzaken onnodige vertragingen tijdens de wisseltijden. Daarnaast worden operatietafelaccessoires in veel ziekenhuizen onjuist opgeslagen, wat kostbare schade oplevert en onnodige slijtage aan uw accessoires.

De geperforeerde wand van **opFIX®** is volledig gemaakt van roestvrij staal (werkstof 1.4301) en is daarom erg geschikt voor gebruik in ruimtes waar speciale hygiëne-eisen gelden. Naast de OK is de geperforeerde muur ook erg geschikt voor laboratoria, farmaceutische productie, voedselbewerking en eventueel andere mogelijke toepassingen.

opFIX®-componenten kunnen afzonderlijk worden samengesteld en dus grotendeels worden aangepast aan klantwensen of specificaties. Met de twee standaardmodulebreedtes van 750 mm en 1000 mm kunnen geperforeerde wandbreedtes in een raster van 250 mm gecombineerd worden (750 / 1000 / 1500 / 1750 / 2000 / 2250 / 2500 mm etc.). De hoogte van de geperforeerde wand is 2100 mm. De **opFIX®** geperforeerde wand is vrijstaand en hoeft dus niet aan een muur bevestigd te worden.