

Modulewagens Budget.

Modulewagen met rolluik.


Modulewagen op wielen, met rolluik, digitaal slot en geïntegreerd deurremsysteem.

Het rolluik heeft gelaste lamellen met een handig handvat. Standaard ergonomische voering met schuine of horizontale kantelbeveiligingen.

Er kunnen rolbeveiligingen worden gemonteerd om het uittrekken van de trays te vergemakkelijken. Er zijn diverse trayconfiguraties mogelijk.



Afmetingen.



Model	Afmeting (hxbxd)
laag	1200x730x530
medium	1450x730x530
hoog	1710x730x530

Configuraties.

