

Productbrochure.

Medische trolleys



© Cazander Medical, 2025

Hoewel deze brochure met uiterste zorgvuldigheid is samengesteld, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.

Aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend.

Inleiding.

Cazander Medical levert logistieke oplossingen, medisch meubilair en verbruiksgoederen aan zorginstellingen.

Zo hebben wij onder andere een grote collectie ladewagens die speciaal zijn ontwikkeld voor diverse afdelingen binnen het ziekenhuis, het verpleeghuis of verzorgingstehuis, de tandartspraktijk en elke andere zorginstellingen.

Of het nu een crashwagen voor de SEH betreft, een medicijnwagen, een prikkar voor op de verpleegafdeling of een wagen voor op de OK, er zit altijd wel een geschikt model tussen.

U stelt de wagen geheel naar wens samen, afgestemd op de zorgafdeling waar de wagen wordt ingezet. De meeste modellen hebben vaste lades, maar het is ook mogelijk om met zogeheten modulaire bakken te werken; deze zijn uitneembaar.

Om voor iedereen een geschikte kar beschikbaar te stellen, bieden wij twee type medische trolleys aan: de Premium Trolleys en de Basic Trolleys. In deze brochure lichten wij diverse mogelijkheden uit waar u uit kunt kiezen bij het samenstellen van uw medische trolley; van kleuren tot afmetingen en van ladeindelingen tot accessoires.

De medische wagens zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en uit te breiden met verschillende accessoires. In deze brochure ziet u een aantal afbeeldingen die voor u als voorbeeld kunnen dienen.

Wij proberen met onze wagens een passend product te kunnen bieden voor ieders wens en voor iedere afdeling, zodat u de zorg kunt bieden die nodig is.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen en/of advies nodig hebben? Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Onze accountmanagers staan voor u klaar om met u mee te denken en te kijken op welke manier wij iets kunnen betekenen voor uw afdeling met onze medische trolleys.





**Stel uw ladewagen geheel naar wens
samen; bepaal het model, kies een
gewenste kleur en selecteer uw
benodigde accessoires. Zo bieden wij
voor elke afdeling een passende
ladewagen.**

Inhoud.

Premium Trolleys -----	06 -----
Premium Trolleys -----	09 -----
Stap 1: Bepaal het model -----	10 -----
Stap 2: Bepaal ladeindeling -----	12 -----
Stap 3: Bepaal kleur -----	17 -----
Stap 4: Kies het werkblad -----	18 -----
Stap 5: Kies de gewenste accessoires -----	19 -----
Basic Trolleys -----	26 -----
Basic Trolleys -----	29 -----
Stap 1: Bepaal de breedte -----	31 -----
Stap 2: Bepaal de ladeindeling -----	33 -----
Stap 3: Bepaal de kleur -----	38 -----
Stap 4: Kies het werkblad -----	39 -----
Stap 5: Kies de gewenste accessoires -----	40 -----
Voorbeelden standaard wagens -----	51 -----
Kastwagens -----	53 -----
Kastwagens -----	53 -----
Stap 1: Bepaal het model -----	54 -----
Stap 2: Bepaal de kleur -----	57 -----
Stap 3: Kies de gewenste accessoires -----	58 -----
Wij staan voor u klaar -----	61 -----
Cazander Medical -----	62 -----



Premium Trolleys.

PREMIUM TROLLEYS.

Premium Trolleys



Premium Trolleys.

Standaard uitvoering

De Premium Trolleys zijn standaard uitgevoerd in aluminium met de zijwanden en achterwand van kunststof. Het bovenblad is uitgevoerd in ABS, waardoor het blad goed te reinigen is en bestand is tegen jodium. Deze ladewagen is:

- leverbaar in diverse kleuren;
- beschikbaar met een lopende stootlijst rondom;
- in diverse uitvoeringen en afmetingen verkrijgbaar.

Informatie

De trolley is voorzien van lades en heeft 4 dubbele zwenkwielen, waarvan 2 geremd; hierdoor is de wagen makkelijk wendbaar - ook in kleinere ruimtes. De handgrepen en buisprofielen zijn leverbaar in vele diverse kleuren; zie meer informatie hierover op pagina 17.

De ladewagens zijn leverbaar in verschillende hoogtes. Hier kunnen wij van afwijken indien gewenst, tegen meerprijs.

De wagen is belastbaar tot 100 kg en per lade tot 10 kg, m.u.v. Model 600+.



Afmetingen



Model	Afmetingen	Inhoud
361	565 x 580 x 1040 mm	Vaste lades / lades met uitneembare bakken
411	625 x 580 x 1040 mm	Vaste lades
561	765 x 580 x 1040 mm	Vaste lades
600+	849 x 580 x 1040 mm	Lades met uitneembare bakken
700	949 x 580 x 1040 mm	Vaste lades

De afmetingen worden weergegeven als: b x d x h.

Stap 1: Bepaal het model.

Materiaal

Het frame van de Premium Trolleys bestaat uit een aluminium buisprofiel, dat in meerdere kleuren verkrijgbaar is. De lades en zijkanten van de wagen zijn gemaakt van kunststof materiaal, uitgevoerd met softclose telescoopgeleiders. Het bovenblad is gemaakt van robuust ABS materiaal, wat het intrekken van vloeistoffen zoveel mogelijk voorkomt. Als extra bescherming kan er gekozen worden voor een stootlijst; deze is van staal en bedekt met kunststof en is standaard meegenomen in de afmetingen van de trolley. De wagen is standaard uitgerust met dubbele wielen om soepel te manoeuvreren over de afdeling.

Model 361

- Beschikbaar met vaste lades, lades met uitneembare bakken of draagwanden;
- Het kleinste model in ons assortiment;
- Ideaal voor kleine ruimtes;
- Zeer wendbaar;
- Voorzien van lades van 360 mm breed;
- Afmetingen: 565 x 580 x 1040 mm.



Zie
pag. 12

Model 411

- Voorzien van vaste lades en in twee hoogtes leverbaar - zie meer informatie op pagina 13;
- Voorzien van meer volume en opbergruimte dan model 361;
- Wendbaar en efficiënt bij beperkte ruimte;
- Zeer geschikt als crashwagen;
- Voorzien van lades van 410 mm breed;
- Afmetingen: 625 x 580 x 1040 mm.



Zie
pag. 13

Model 561

- Voorzien van vaste lades;
- Voorzien van grote opslagcapaciteit;
- Ideaal voor bijvoorbeeld de afdeling urologie of OK;
- Voorzien van lades van 560 mm breed;
- Afmetingen: 765 x 580 x 1040 mm.



Zie
pag. 14

Stap 1: Bepaal het model.

Model 600+

- Voorzien van lades voor uitneembare bakken of met draagwanden;
- Een modulaire ladewagen, voor 600 x 400 mm bakken;
- Voorzien van uitneembare bakken, waardoor deze eenvoudig kunnen worden aangevuld;
- Een veel gebruikt model op de OK;
- Voorzien van lades van 600+ mm breed;
- Afmetingen: 849 x 580 x 1040 mm.



Model 700

- Voorzien van vaste lades of draagwanden;
- Biedt de meeste opslagruimte binnen het aanbod Premium Trolleys;
- Ideaal als omloopwagen op de OK;
- Beschikbaar met twee lades naast elkaar of één lade over de breedte;
- Voorzien van lades van 700 mm breed;
- Geschikt om steriele en onsteriele producten van elkaar te scheiden;
- Afmetingen: 949 x 580 x 1040 mm.

Op pagina 12 t/m 16 vindt u meer informatie over deze 5 modellen van de Premium Trolleys.
De afmetingen worden weergegeven als: b x d x h (inclusief stootlijst).



**Levenslange garantie op de casco wagen,
zo overtuigd zijn wij van de kwaliteit van
onze Premium Trolleys.**

Stap 2: Bepaal de ladeindeling.

Model 361 - Ladewagen XS

- Beschikbaar met vaste lades, lades met uitneembare bakken of draagwanden;
- Het kleinste model in ons assortiment;
- Ideaal voor kleine ruimtes;
- Zeer wendbaar;
- Voorzien van lades van 360 mm breed;
- Afmetingen: 565 x 580 x 1040 mm.



Lades

De lades van de Premium Trolleys zijn qua hoogte naar wens in te delen. Een configuratie van lade combinaties die veel wordt verkocht is: 3 lades van 128 mm diep en 2 lades van 192 mm diep; zie artikel 361ALU-03. De wagen is standaard voorzien van dubbele wielen, softclosing lades en een ABS bovenblad, oplopend aan achterzijde. Andere accessoires zijn optioneel, zie pagina 19.

Uitneembare bakken

Dit model is, evenals model 600+, ook geschikt met uitneembare bakken in plaats van vaste lades. De afmetingen van deze bakken zijn 300 x 400 (b x d). Ook is dit model leverbaar met draagwanden; de kar is dan af te sluiten met een vouwdeur.



Ook verkrijgbaar met uitneembare bakken



Artikel nr.	Afmetingen lades						
	96 mm	128 mm	160 mm	192 mm	224 mm	256 mm	288 mm
361ALU-01		4x				1x	
361ALU-02		3x	1x		1x		
361ALU-03		3x		2x			
361ALU-04		1x	1x	1x			1x
361ALU-05	1x	1x				1x	1x
361ALU-06	2x	3x		1x			
361ALU-07	3x	1x	1x	1x			
361ALU-08	6x			1x			

De ladeconfiguraties bevatten samen een standaard hoogte van 768 mm.

Stap 2: Bepaal de ladeindeling.

Model 411 - Ladewagen S

- Voorzien van vaste lades en in twee hoogtes leverbaar;
- Voorzien van meer volume en opbergruimte dan model 361;
- Wendbaar en efficiënt bij beperkte ruimte;
- Zeer geschikt als crashwagen;
- Voorzien van lades van 410 mm breed;
- Afmetingen: 625 x 580 x 1040 mm.



Lades

Dit model - ook wel onze crashkar - is met meerdere lades, leverbaar in twee verschillende hoogtes. De bovenste lade kan worden uitgerust met een ampullenhouder; zie bijgevoegde afbeelding.



Wat deze kar uniek maakt, is dat dit model ook verkrijgbaar is in een extra hoge uitvoering, met een lade van 109 mm hoog, waarmee de totale hoogte van de kar uitkomt op 1100 mm i.p.v. 1040 mm; deze ladehoogte is enkel bij dit model mogelijk. Onderstaand staat een overzicht met voorbeelden van ladeconfiguraties. Eén van de veel gekozen ladeconfiguraties is: 3 lades van 96 mm diep, 1 lade van 109 mm diep, 1 lade van 128 mm diep en 2 lades van 160 mm diep; zie artikel 411ALU-07 in onderstaande tabel. De wagen is standaard voorzien van dubbele wielen, softclosing lades en een ABS bovenblad. Andere accessoires zijn optioneel, zie pagina 19.



Artikel nr.	Afmetingen lades							
	96 mm	109 mm	128 mm	160 mm	192 mm	224 mm	256 mm	288 mm
411ALU-01			4x				1x	
411ALU-02			3x	1x		1x		
411ALU-03			3x		2x			
411ALU-04			1x	1x	1x			1x
411ALU-05	1x		1x				1x	1x
411ALU-06	2x		3x		1x			
411ALU-07	3x	1x	1x	2x				

De ladeconfiguraties bevatten samen een standaard hoogte van 768 mm.
Dit model is ook beschikbaar in een totale hoogte van de ladeconfiguraties van 845 mm.

Stap 2: Bepaal de ladeindeling.

Model 561 - Ladewagen M

- Voorzien van vaste lades;
- Voorzien van grote opslagcapaciteit;
- Ideaal voor bijvoorbeeld de afdeling urologie of OK;
- Voorzien van lades van 560 mm breed;
- Afmetingen: 765 x 580 x 1040 mm.



Lades

De lades van de Premium Trolleys zijn qua hoogte naar wens in te delen. Zo ook voor deze ladewagen. Een configuratie van ladecombinaties die veel wordt verkocht is: 3 lades van 128 mm diep en 2 lades van 192 mm diep; zie artikel 561ALU-03. Onderstaand staat een overzicht met andere voorbeelden van ladeconfiguraties.

Standaard is de wagen voorzien van dubbele wielen, softclosing lades en een ABS bovenblad oplopend aan de achterzijde. Andere accessoires zijn optioneel, zie pagina 19.



Artikel nr.	Afmetingen lades						
	96 mm	128 mm	160 mm	192 mm	224 mm	256 mm	288 mm
561ALU-01		4x				1x	
561ALU-02		3x	1x		1x		
561ALU-03		3x		2x			
561ALU-04		1x	1x	1x			1x
561ALU-05	1x	1x				1x	1x
561ALU-06	2x	3x		1x			

De ladeconfiguraties bevatten samen een standaard hoogte van 768 mm.

Stap 2: Bepaal de ladeindeling.

Model 600+ - Ladewagen L

- Voorzien van lades voor uitneembare bakken of met draagwanden;
- Een modulaire ladewagen, voor 600 x 400 mm bakken;
- Voorzien van uitneembare bakken, waardoor deze eenvoudig kunnen worden aangevuld;
- Een veel gebruikt model op de OK;
- Voorzien van lades van 600+ mm breed;
- Afmetingen: 849 x 580 x 1040 mm.



Lades

De lades van de Premium Trolleys zijn qua hoogte naar wens in te delen. Een configuratie van ladecombinaties die veel wordt verkocht is: 2 lades van 128 mm diep en 2 lades van 256 mm diep; zie artikel 600+ALUB-02. Onderstaand staat een overzicht met andere voorbeelden van ladeconfiguraties.

Standaard is de wagen voorzien van dubbele wielen, lades met frame voor uitneembare bakken en een ABS bovenblad oplopend aan achterzijde. Andere accessoires zijn optioneel, zie pagina 19.

Uitneembare bakken

Dit model heeft geen vaste lades, maar een ladefront met frame voor uitneembare bakken. U kunt hiervoor uw eigen bakken gebruiken of desgewenst bestellen bij ons. De afmetingen van deze bakken zijn 600 x 400 (b x d).

Ook is dit model leverbaar met draagwanden. De kar is dan af te sluiten met een vouwdeur. Zie een voorbeeld hiervan op de bijgevoegde afbeelding.



Artikel nr.	Afmetingen lades						
	96 mm	128 mm	160 mm	192 mm	224 mm	256 mm	288 mm
600+ALUB-01		4x				1x	
600+ALUB-02		2x				2x	
600+ALUB-03		6x					

De ladeconfiguraties bevatten samen een standaard hoogte van 768 mm.

Stap 2: Bepaal de ladeindeling.

Model 700 - Ladewagen XL

- Voorzien van vaste lades of draagwanden;
- Ideaal als omloopwagen op de OK;
- Twee lades naast elkaar of één lade over de breedte;
- Voorzien van lades van 700 mm breed;
- Geschikt om (on)steriele van elkaar te scheiden;
- Afmetingen: 949 x 580 x 1040 mm.



Lades

Model 700 is het grootste model dat wij aanbieden van de Premium Trolleys; de beste keuze wanneer er veel volume moet worden opgeslagen. Er kan gekozen worden voor twee lades naast elkaar of een lade over de gehele breedte. De brede lades zijn gemaakt van aluminium, voor extra stevigheid.

De lades zijn qua hoogte naar wens in te delen. Een configuratie van ladecombinaties die veel wordt verkocht is: 2 x 3 lades van 128 mm diep, 2 x 1 lade van 160 mm diep en 2 x 1 lade van 224 mm diep; zie artikel 700ALU-02. Dit is in feite twee keer model 361 naast elkaar. Onderstaand staat een overzicht met andere voorbeelden van ladeconfiguraties. Let op: bij deze ladewagen is het mogelijk om zowel smalle als brede lades te combineren.

Standaard is de wagen voorzien van dubbele wielen, softclosing lades en een ABS bovenblad dat oploopt aan de achterzijde. Andere accessoires zijn optioneel, zie pagina 19.



Afmetingen lades						
Artikel nr.	128 mm	160 mm	192 mm	224 mm	256 mm	288 mm
700ALU-01	2x**			1x**		2x*
700ALU-02					3x**	
700ALU-03	2x** 2x*		2x* 2x*			

De ladeconfiguraties bevatten samen een standaard hoogte van 768 mm.

*Deze lade is een 'smalle lade'.

**Deze lade is een 'brede lade'.

Stap 3: Bepaal de kleur.

Kleur keuze standaard uitvoering

Onze wagens worden geleverd met handvaten en buisprofielen in een door u gewenste kleur.

Keuze uit onderstaande kleuren zit bij de prijs van de standaard uitvoering Premium Trolley inbegrepen. Kies een gewenste kleur en maak de wagen passend bij uw afdeling.



Wist u dat...

het ook mogelijk is om onze wagens te laten bestickeren? Bijvoorbeeld met de tekst 'Verbandwagen', 'SEH' of 'IC', zodat het altijd duidelijk is voor welke afdeling de wagen is bedoeld.

Daarnaast kunnen de handgrepen ook in meerdere verschillende kleuren worden uitgevoerd, bijvoorbeeld als deze extra vrolijk moet zijn voor de kinderafdeling.



Stap 4: Kies het werkblad.

Materialen werkbladen

Onze werkbladen worden vervaardigd uit zeer robuust kunststof. Het blad wordt aan de onderzijde vastgeschroefd en is daardoor altijd verwisselbaar. Erg handig! De wagens zijn standaard uitgevoerd met een multipult werkblad; overigens is keuze voor ander materiaal werkblad ook mogelijk.

Multipult (standaard)

Bestaande uit ABS kunststof, met een hoge oplopende rand aan de achterzijde van het werkblad. Dit zorgt er voor dat spullen niet van de kar af kunnen vallen. Het werkblad van de wagen kan ook volledig vlak worden uitgevoerd.



Visitenpult

Bestaande uit ABS kunststof, met een kleine oplopende rand (waterkering). Het werkblad van de wagen kan ook volledig vlak worden uitgevoerd.

Roestvast staal (RVS)

Naast kunststof kan er ook gekozen worden voor een RVS werkblad. Als u vaak werkt met vloeistoffen en het mengen ervan, is RVS wellicht een goede optie om vlekken in het blad tegen te gaan.



Stap 5: Kies de gewenste accessoires.



Centraal slot (pag. 20)



Aanhanglijsten (pag. 20)



Stootlijst (pag. 21)



Monitorhouder (pag. 22)



Zuurstoffleshouder (pag. 22)



Houder voor zeep-
of disinfectiepomp (pag. 22)



Handschoenenhouder (pag. 23)



Afvalemmer (pag. 24)

Accessoires informatie

In dit hoofdstuk vindt u meer informatie over de mogelijke accessoires voor op de Premium Trolleys. Mist u nog iets? Laat het ons weten. Onze grote flexibiliteit maakt dat we bijna alles voor u op maat kunnen laten maken.

Let op: het is niet mogelijk de accessoires van de Basic Trolleys en Premium Trolleys te combineren.



Stap 5: Kies de gewenste accessoires.

Centraal slot

Met dit centrale slot kunnen alle lades centraal worden vergrendeld door middel van een sleutel. De bovenste lade moet minimaal 160 mm hoog zijn. Ook is het mogelijk om een slot per lade te nemen, bijvoorbeeld als er medicatie in een lade wordt opgeslagen en u alleen deze lade wilt afsluiten.

Artikel nr. VON321



Beugelvergrendeling

Ook met dit type slot kunnen de lades worden afgesloten. In dit geval door middel van een aluminium beugelvergrendeling. Dit slot kan met een tie wrap verzegeling (VON324) of een slotsleutel (VON325) worden afgesloten.

Artikel nr. VON324/VON325

RFID cijferslot

Wanneer u geen sleutels of tie wraps wenst te gebruiken om lades af te sluiten, is een RFID -slot ideaal. Hiermee kan de lade met een cijfercode worden afgesloten of ontgrendeld. RFID staat voor Radio Frequency IDentification.

Artikel nr. VON326



Aanhanglijsten

Voor sommige accessoires zijn de aanhanglijsten noodzakelijk. Deze kunnen aan beide zijanten (VON103) en aan de achterzijde (VON509) van de wagen worden geplaatst. De hoogte van de aanhanglijsten is zelf te bepalen.

Artikel nr. VON103/VON509

Stap 5: Kies de gewenste accessoires.



Klaptafel

Breid de kar uit met een klaptafel op de voor u ideale, gewenste hoogte. Het extra werkblad is door het ophangmechanisme zeer eenvoudig in te klappen, zodat deze u tijdens het rijden niet verhindert.

Artikel nr. VON101

Stootlijst

Eén van de meest gekozen extra opties is een stootlijst om de wagen heen. Deze robuuste stalen stootrand met kunststof bescherming zorgt ervoor dat de wagen rondom volledig beschermd is en minder snel beschadigd.

Artikel nr. VON129



Vakverdeling

Door middel van de vakverdeling kunnen producten efficiënt in een lade geordend worden. De meest gebruikelijke vakverdeling bevat een hoogte van 55 mm hoog. Benieuwd naar de andere hoogtes? Neem dan contact met ons op.

Artikel nr. VON226

Opstand met bakjes

Breid de wagen uit met een opstand, voorzien van bakjes. De bakjes zijn per rij verkrijgbaar met 3 grote bakjes, 4 middelgrote bakjes of 5 kleine bakjes. Er kunnen 3 rijen boven elkaar geplaatst worden om de opstand optimaal te benutten.

Artikel nr. VON134-8




Stap 5: Kies de gewenste accessoires.

Laptop-/defibrillatorhouder

Op deze standaard kan uw laptop of de defibrillator geplaatst worden. Op deze manier houdt u uw werkblad vrij, maar heeft u de apparatuur toch bij de hand. Het plateau is gemakkelijk weg te draaien en naar links/rechts te schuiven.

Artikel nr. VON523



Monitorhouder


Het is mogelijk om de wagen te voorzien van een monitorhouder. Uw computerscherm kan hier eenvoudig aan worden bevestigd, zodat u alle digitale gegevens bij de hand heeft. Het bijbehorende toetsenbord en de muis kunnen in de bovenste lade worden opgeborgen.

Artikel nr. VON523-01

Zuurstoffleshouder

Aan de zijkant van de wagen kan een zuurstoffleshouder worden geplaatst. Met de bijbehorende band wordt de zuurstoffles op zijn plek gehouden. Dit product wordt veel gebruikt op de SEH-afdeling.

Artikel nr. VON104-10



Houder voor zeep- of desinfectiepomp

Plaats uw desinfectiepomp in deze houder, die zowel aan een aanhanglijst als aan een opstand kan worden gemonteerd; deze is geschikt voor de meeste flacons die in het ziekenhuis worden gebruikt.

Artikel nr. VON104-2

Stap 5: Kies de gewenste accessoires.



Houder naaldencontainer: op maat

Plaats uw naaldencontainer op uw wagen met deze op maat gemaakte houder. Voor de productie dienen wij te beschikken over de afmetingen van de naaldencontainer (rond of vierkant).

Artikel nr. VON104-1

Houder naaldencontainer: universeel

Wenst u een houder voor de naaldencontainer die passend is op elke container? Maak gebruik van deze universele variant; met het elastiek is deze houder aanpasbaar op de grootte van de container.

Artikel nr. VON104-1U



Handschoenhouder

Voor het opbergen van handschoenen hebben we verschillende houders waar u 1 tot 4 doosjes in kunt plaatsen. Met de 4-vakshouders kunt u alle maten van S tot en met XL boven elkaar opbergen, zodat alle medewerkers de juiste maat binnen handbereik hebben.

Artikel nr. VON104-(8/7/6/5)

Katheterkorf

Er kan een korf aan de wagen worden gehangen voor het opbergen van katheters. Producten zoals katheters zijn over het algemeen vrij lang, waardoor het opbergen ervan in een lade niet mogelijk is.

Artikel nr. 7500152



Stap 5: Kies de gewenste accessoires.

Infuusstandaard (met klem)

Aan de wagen kan een infuusstandaard worden bevestigd. Voor een stabiele bevestiging dient een extra aanhanglijst* en klem (213899) bijbesteld te worden, zodat de standaard op twee plaatsen vast zit. Het meest praktische is om de standaard achter de wagen te plaatsen.

Artikel nr. I1000502

De aanhanglijst betreft het artikel zoals omschreven is bij artikel VON103/VON509.



Afvalemmer

Links of rechts van de wagen kan een afvalemmer worden geplaatst. Hiervan zijn drie groottes beschikbaar; 10, 15 of 23 liter. Wij adviseren in de meeste gevallen om voor de uitvoering van 23 liter te gaan. De praktijk leert ons namelijk dat kleinere maten minder praktisch zijn.

Artikel nr. VON106/VON106-1/VON107

Duwbeugel

De duwbeugel is bedoeld om de ladewagen gemakkelijk te kunnen verrijden. Deze duwbeugel dient aan de zijkant geplaatst te worden aan de aanhanglijst en is even breed als de diepte van de kar. Met deze duwbeugel is het gemakkelijk de wagen voort te duwen over de afdeling en deze te besturen.

Artikel nr. VON522





Laat uw ladewagen bestickeren en kies voor een bijpassende kleur. Zo ziet u altijd voor welke afdeling de wagen bedoeld is.

Basic Trolleys.

BASIC TROLLEYS.



Basic Trolleys.

De Basic Trolleys zijn zorgvuldig ontwikkeld, waarbij de nadruk is gelegd om maximale stabiliteit te bieden onder alle gebruiksomstandigheden. De wagens zijn gemaakt vanuit de overtuiging dat de juiste afstemming tussen design, afmeting en de benodigde accessoires kunnen bijdragen aan zowel het leven van patiënten als het werk van de zorgverleners. De karren zijn bedoeld voor dagelijks gebruik. Dankzij de combinaties van grootte en kleur voor lades en de mogelijkheid om verschillende accessoires toe te voegen, kan deze ladewagen ingezet worden op elke (ziekenhuis)afdeling. De ladewagens zijn overigens voorzien van een aantal standaard elementen; deze staan onderstaand uitgelicht.

Afmeting

De ladewagens zijn beschikbaar in drie verschillende modellen; deze zijn gebaseerd op de standaard breedte van de lades. Meer informatie en de afmetingen van deze modellen vindt u verderop in deze brochure.



Materiaal & design

Door de combinatie tussen het materiaalgebruik (kunststof en staal) en het design bieden deze wagens een uitstekende manoeuvreerbaarheid; zelfs wanneer deze volledig beladen is.

Standaard hoogte

Ongeacht het model en de breedte van de lades zijn de Basic Trolleys voorzien van een werkblad met een standaard hoogte van 1000 mm. De totale hoogte van de wagen - inclusief ingebouwde verhogingsrand - is 1040 mm.



Hoogte van de lades

Er kan gekozen worden uit een drietal standaard hoogtes van de lades: 75 mm, 150 mm of 225 mm. Op basis van deze hoogtes zijn diverse ladeindelingen mogelijk.

Wielen

De ladewagens zijn standaard uitgerust met 4 zwenkwielen met een diameter van 125 mm, waarvan de 2 voorste wielen zijn voorzien van een voetbediende rem.



Basic Trolleys.

Ingebouwde verhogingsrand

Het bovenzijde van de wagens is standaard voorzien van een verhoogde vloeistof-opvangrand aan de voorkant en een ingebouwde verhoging aan drie zijdes die kunnen dienen als duwhandvat.



Aanhanglijsten

De wagens zijn standaard voorzien van 2 aanhanglijsten aan de rechterzijde van de wagon om accessoires aan te plaatsen; bij de modellen zonder opbergbakken zitten deze aanhanglijsten aan beide zijdes*. Overigens is het ook mogelijk om een extra/derde aanhanglijst te plaatsen, net onder het werkblad.



Gecentraliseerd vergrendelingssysteem

Om er zeker van te zijn dat de inhoud van de ladewagens veilig is opgeslagen, kunnen alle lades worden afgesloten door middel van het gecentraliseerde vergrendelingssysteem met sleutel dat standaard op deze wagens is bevestigd.



Uitschuifbaar werkblad

Aan de linkerzijde van de wagens is er standaard een uitschuifbaar werkblad aanwezig. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om het werkblad uit te bereiden en meer werkruimte te creëren. Let op: bij Model 45 zonder opbergbakken is het uitschuifbare werkblad niet mogelijk.

Opbergbakken

Naast een trolley met aanhanglijsten aan beide zijdes, kan er ook gekozen worden voor een trolley met extra opbergbakken aan de linkerzijde van de wagon; dit zorgt voor meer opbergplaats. Aan de rechterzijde van de wagon zitten de aanhanglijsten standaard nog bevestigd.



*De trolleys met een artikelnummer met "-C" (de compact modellen) zijn voorzien van aanhanglijsten aan beide zijdes van de wagon. De trolleys met een artikelnummer zonder "-C" zijn voorzien van extra opbergbakken aan de linkerzijde en aanhanglijsten aan de rechterzijde van de wagon.

Stap 1: Bepaal de breedte.

Model 45 - Ladewagen S

- Hoogte van 1040 mm;
- 2 ahanglijsten aan beide zijdes van de wagen;
- Beschikbaar met 3 ladeafmetingen met allen een breedte van 450 mm;
- Afmetingen: 620 x 600 x 1040 mm;
- Zeer goed te manoeuvreren en ideaal voor verplaatsing.



Model 45 met opbergbakken - Ladewagen S

- Hoogte van 1040 mm;
- 3 extra opbergbakken aan de linkerszijde van de wagen en 2 ahanglijsten aan de rechterszijde.
- Beschikbaar met 3 ladeafmetingen met allen een breedte van 450 mm;
- Afmetingen: 740 x 600 x 1040 mm;
- Zeer goed te manoeuvreren en ideaal voor verplaatsing.

Model 60 - Ladewagen M

- Hoogte van 1040 mm;
- 2 ahanglijsten aan beide zijdes van de wagen;
- Beschikbaar met 3 ladeafmetingen met allen een breedte van 600 mm;
- Afmetingen: 780 x 600 x 1040 mm;
- Hogere opslagcapaciteit dan Model 45.



Stap 2: Bepaal de ladeindeling.



Model 60 met opbergbakken - Ladewagen M

- Hoogte van 1040 mm;
- 3 extra opbergbakken aan de linkerszijde van de wagen en 2 aanhanglijsten aan de rechterzijde;
- Beschikbaar met 3 ladeafmetingen met allen een breedte van 600 mm;
- Afmetingen: 890 x 600 x 1040 mm;
- Hogere opslagcapaciteit dan Model 45.

Model 90 - Ladewagen L

- Hoogte van 1040 mm;
- 2 aanhanglijsten aan beide zijdes van de wagen;
- Beschikbaar met 3 ladeafmetingen met allen een breedte van 450 mm - twee lades naast elkaar geplaatst;
- Afmetingen: 1140 x 600 x 1040 mm;
- Ruim en dubbele opslagcapaciteit van Model 45.



De afmetingen worden weergegeven als: b x d x h.

**Door de combinatie tussen het ”
materiaalgebruik en het design bieden deze
wagens een uitstekende manoeuvreerbaarheid;
zelfs wanneer deze volledig beladen is.**

Stap 2: Bepaal de ladeindeling.

Model 45 - Ladewagen S

- Hoogte van 1040 mm;
- Twee aanhanglijsten aan beide zijdes van de wagen;
- Beschikbaar met 3 ladeafmetingen met allen een breedte van 450 mm;
- Afmetingen: 620 x 600 x 1040 mm;
- Zeer goed te manoeuvreren en ideaal voor verplaatsing.



Lades

Zie onderstaand overzicht voor de verschillende mogelijkheden. Dit model is beschikbaar in zeven verschillende lade-indelingen en zijn voorzien van de standaard elementen zoals vermeld op pagina 29 en 30. Andere accessoires zijn optioneel, zie pagina 40.

Artikel nr.	Afmetingen lades		
	75 mm	150 mm	225 mm
CMO329543-C	6x		1x
CMO329601-C		3x	1x
CMO329604-C	2x	2x	1x
CMO329611-C			3x
CMO329614-C	1x	1x	2x
CMO329617-C	1x	4x	
CMO329619-C	3x	3x	

Stap 2: Bepaal de ladeindeling.

Model 45 met opbergbakken - Ladewagen S

- Hoogte van 1040 mm;
- 3 extra opbergbakken aan de linkerkant van de wagen en 2 aanhanglijsten aan de rechterkant.
- Beschikbaar met 3 lade-afmetingen met allen een breedte van 450 mm;
- Afmetingen: 740 x 600 x 1040 mm;
- Zeer goed te manoeuvreren en ideaal voor verplaatsing.



Lades

Zie onderstaand overzicht voor de verschillende mogelijkheden. Dit model is beschikbaar in negen verschillende lade-indelingen en zijn voorzien van de standaard elementen zoals vermeld op pagina 29 en 30. Andere accessoires zijn optioneel, zie pagina 40.

Artikel nr.	Afmetingen lades		
	75 mm	150 mm	225 mm
CMO329543	6x		1x
CMO329601		3x	1x
CMO329604	2x	2x	1x
CMO329611			3x
CMO329614	1x	1x	2x
CMO329617	1x	4x	
CMO329619	3x	3x	
CMO329621	4x	1x	
CMO329624	5x	2x	

Stap 2: Bepaal de ladeindeling.

Model 60 - Ladewagen M

- Hoogte van 1040 mm;
- 2 aanhanglijsten aan beide zijdes van de wagen;
- Beschikbaar met 3 lade-afmetingen met allen een breedte van 600 mm;
- Afmetingen: 780 x 600 x 1040 mm;
- Hogere opslagcapaciteit dan Model 45.



Lades

Zie onderstaand overzicht voor de verschillende mogelijkheden. Dit model is beschikbaar in acht verschillende lade-indelingen en zijn voorzien van de standaard elementen zoals vermeld op pagina 29 en 30. Andere accessoires zijn optioneel, zie pagina 40.

Artikel nr.	Afmetingen lades		
	75 mm	150 mm	225 mm
CMO329546-C	6x		1x
CMO329602-C		3x	1x
CMO329605-C	2x	2x	1x
CMO329612-C			3x
CMO329615-C	1x	1x	2x
CMO329618-C	1x	4x	
CMO329620-C	3x	3x	
CMO329622-C	4x	1x	1x

Stap 2: Bepaal de ladeindeling.

Model 60 met opbergbakken - Ladewagen M

- Hoogte van 1040 mm;
- 3 extra opbergbakken aan de linkerkant van de wagen en 2 aanhanglijsten aan de rechterkant;
- Beschikbaar met 3 lade-afmetingen met allen een breedte van 600 mm;
- Afmetingen: 890 x 600 x 1040 mm.



Lades

Zie onderstaand overzicht voor de verschillende mogelijkheden. Dit model is beschikbaar in negen verschillende lade-indelingen en zijn voorzien van de standaard elementen zoals vermeld op pagina 29 en 30. Andere accessoires zijn optioneel, zie pagina 40.

Artikel nr.	Afmetingen lades		
	75 mm	150 mm	225 mm
CMO329546	6x		1x
CMO329602		3x	1x
CMO329605	2x	2x	1x
CMO329612			3x
CMO329615	1x	1x	2x
CMO329618	1x	4x	
CMO329620	3x	3x	
CMO329622	4x	1x	1x
CMO329625	5x	2x	

Stap 2: Bepaal de ladeindeling.

Model 90 - Ladewagen L

- Hoogte van 1040 mm;
- 2 aanhanglijsten aan beide zijden van de wagen;
- Beschikbaar met 3 lade-afmetingen met allen een breedte van 450 mm - twee lades naast elkaar geplaatst;
- Afmetingen: 1140 x 600 x 1040 mm;
- Ruim en dubbele opslagcapaciteit van Model 45.



Lades

Zie onderstaand overzicht voor de verschillende mogelijkheden. Dit model is beschikbaar in vier verschillende lade-indelingen en zijn voorzien van de standaard elementen zoals vermeld op pagina 29 en 30. Andere accessoires zijn optioneel, zie pagina 40. Let op: dit model is enkel beschikbaar met aanhanglijsten aan beide zijden.

Artikel nr.	Afmetingen lades		
	75 mm	150 mm	225 mm
CMO329549	6x		1x
CMO329603		3x	1x
CMO329606	2x	2x	1x
CMO329613	1x	4x	3x



Wist u dat...

het ook mogelijk is om bij Model 45 en Model 60 vakken leeg te houden en dus als het ware legplanken te creëren om spullen in op te slaan en/of neer te leggen. Ook hier zijn een aantal verschillende indelingen in; indien u hier interesse in heeft, kunnen wij u uiteraard voorzien van meer informatie.

Stap 3: Bepaal de kleur.

Standaard uitvoering

Onze wagens worden standaard geleverd in een lichtgrijze kleur, met handgrepen in rood, blauw, groen, geel en/of grijs. De handgreep kan worden voorzien van een (al dan niet gekleurd) etiket.



Wist u dat...

het ook mogelijk is om te kiezen voor een model met grijze lades en gekleurde etiketten in de handgrepen? Dit wordt ook wel de "Broselow wagen" genoemd.

Meer informatie over deze ladewagen leest u meer op pagina 51.



Stap 4: Kies het werkblad.

Materiaal werkblad

De werkbladen van de Basic Trolleys worden vervaardigd uit zeer robuust kunststof. Het blad wordt aan de onderzijde vastgeschroefd en is daardoor altijd verwisselbaar. Erg handig! De wagens zijn standaard uitgevoerd met een kunststof werkblad. Daarnaast zijn er twee mogelijkheden om op uw werkblad te plaatsen ter bescherming van het kunststof werkblad.

Kunststof (standaard)

De ladewagens zijn standaard voorzien van een ABS-kunststof werkblad, met een hoge oplopende rand aan de achterzijde van het werkblad. Dit zorgt ervoor dat spullen en/of materialen niet van de kar af kunnen vallen.



Roestvast staal (RVS)


Als extra bescherming van het werkblad kan er worden gekozen voor een RVS werkblad. Hierbij wordt er een RVS plaat op het blad geplaatst. Wanneer u vaak werkt met vloeistoffen en deze bijvoorbeeld vaak dient te mengen, is dit RVS werkblad een zeer geschikte keuze ter bescherming.

Artikel nr. CMO3299326(_45/_60/_90)

Transparante cover

Om extra bescherming te bieden aan het werkblad dat zich bevindt bovenop de trolley, is het mogelijk een transparante cover te plaatsen. Deze beschermplaat is beschikbaar voor alle type modellen en is geheel passend op de vorm van het werkblad, waarbij de transparante cover op het kunststof werkblad wordt geplaatst.

Artikel nr. CMO3299226(_45/_60/_90)



Stap 5: Kies de gewenste accessoires.



Reanimatieplank (pag. 41)



Dubbele accessoires houder (pag. 42)



Defibrillatorhouder (pag. 42)



Houder voor hechtmateriaal (pag. 43)




Zuurstoffleshouder met riemen (pag. 44)



Uitklapbaar werkblad (pag. 45)



Katheterhouder (pag. 47)



Set van etiketten - 10 stuks (pag. 48)

Accessoires informatie

In dit hoofdstuk vindt u meer informatie over de accessoires van Basic Trolleys. Mist u nog iets? Laat het ons weten. Wij kijken graag met u mee en zoeken graag naar een passende oplossing.

Let op: het is niet mogelijk de accessoires van de Basic Trolleys en Premium Trolleys te combineren.



De accessoires zijn beschikbaar voor de Modellen 45, 60 en 90 van de Basic Trolleys, tenzij er anders staat weergegeven bij de productomschrijving.

Stap 5: Kies de gewenste accessoires.

Infuusstandaard

Aan de bovenzijde van de ladewagen kan in één van de hoeken een infuusstandaard worden geplaatst. De infuusstandaard is in hoogte verstelbaar, beschikt over 4 haken en is gemaakt van gepolijst, buisvormig roestvast staal.

Artikel nr. CMO3299055



Infuusstandaard kort


Deze infuusstandaard heeft dezelfde werking als bovenstaande infuusstandaard, maar dient in de stang van de opstand of accessoires standaard te worden bevestigd en kan dus niet los op de wagen worden geplaatst.

Artikel nr. CMO303056_K

Dubbele infuushaak

Deze haak dient over de accessoires standaard, stand van de opstand of infuusstang geschoven te worden en kan op een hoogte naar wens worden ingesteld.

Artikel nr. CMO3299145



Reanimatieplank (CPR Board)

Deze reanimatieplank - ook wel CPR Board - wordt gebruikt bij hartreanimaties. Door het gebruik van de plank komt de borst automatisch in de goede houding voor reanimatie en zorgt deze tevens voor een harde ondergrond. De plank wordt aan de achterzijde van de wagen bevestigd.

Artikel nr. CMO3299105*

Stap 5: Kies de gewenste accessoires.



Dubbele accessoire houder


Deze dubbele gepolijste, RVS aanhanglijsten zijn beschikbaar voor Model 45, Model 60 en Model 90. Accessoires kunnen gehangen worden aan deze beide stangen. De onderste stang is verstelbaar.

Artikel nr. CMO3299115(_45/_60/_90)*

Enkele accessoire houder

Deze enkele accessoires houder is niet in hoogte verstelbaar en dient als plek om accessoires aan te hangen. Deze is beschikbaar voor alle modellen van de Basic Trolleys.

Artikel nr. CMO3299116 (_45/_60/_90)*



Extra accessoires stang


Om extra ruimte te creëren voor het ophangen van accessoires, is het mogelijk om deze extra stang te plaatsen bij de enkele of dubbele accessoires houder. Deze is beschikbaar voor alle modellen van de Basic Trolleys.

Artikel nr. CMO3299130(_45/_60/_90)

Defibrillatorhouder

Deze defibrillatorhouder is voorzien van riemen. De houder is gemaakt van plexiglas en bevat een afmeting van 400 x 300 mm.

Artikel nr. CMO3299095



*Deze producten zijn ook beschikbaar voor de Compact modellen (artikelnummers met "-C").
Artikelnummers hiervoor zijn op aanvraag.

Stap 5: Kies de gewenste accessoires.

Set van 9 opslagbakjes

Deze set van 9 (5+4) bakjes, gemaakt van transparant plastic, voor de dubbele accessoires houder biedt u extra opbergruimte. Let op: dit product kan enkel op de modellen met opbergbakken worden geplaatst.

Artikel nr. CMO3299135



Set van 8 opslagbakjes

Deze set van 8 (4+4) bakjes, gemaakt van transparant plastic, voor de dubbele accessoires houder biedt u extra opbergruimte. Let op: dit product kan enkel op de modellen met opbergbakken worden geplaatst.

Artikel nr. CMO3299137

Set van 4 opslagbakjes

Indien u liever één laag opbergruimte wenst, is deze set van 4 opslagbakjes zeer geschikt. De set is gemaakt van transparant plastic en dient bevestigd te worden aan de dubbele accessoires-houder.

Artikel nr. CMO3299136



Houder voor hechtmateriaal

Deze houder biedt de mogelijkheid om tot 40 verschillende soorten hechtmateriaal op te slaan. Elke rij (8) bevat 5 vakken met elk een afmeting van 120 x 150 x 70 mm en is gemaakt van plexiglas. Let op: dit product kan enkel op de modellen met opbergbakken geplaatst worden

Artikel nr. CMO3299140

Stap 5: Kies de gewenste accessoires.



Zuurstoffleshouder met riemen

Deze houder is speciaal ontworpen voor het opslaan van zuurstofflessen en is voorzien van riemen. De houder dient aan de lange zijde bevestigd te worden.

Artikel nr. CMO3299100

Opslagbakje + houder

Dit opslagbakje met houder is bedoeld voor tijdelijke opslag voor producten en/of materialen. Dit bakje is gemaakt van RVS.

Artikel nr. CMO3299155



Instrumenten desinfectiebak


Na het gebruik van disposable instrumenten kunnen deze weggegooid worden in deze desinfectiebak. Deze dient aan de accessoires- of infuusstandaard geschoven te worden. Deze bak kan op iedere gewenste hoogte geplaatst te worden.

Artikel nr. CMO3299160

Accessoires standaard

Indien er geen infuusstandaard of accessoire houder nodig is, kan deze standaard gebruikt worden. Hier kunnen de benodigde accessoires aan bevestigd worden. De lengte van de standaard is 30 cm.

Artikel nr. CMO3299355



Stap 5: Kies de gewenste accessoires.

Uitklapbaar werkblad

Naast het uitschuifbare werkblad is het ook mogelijk om het werkblad te vergroten door middel van het uitklapbare werkblad. Het blad kan ingeklapt worden om de breedte van de kar te beperken tijdens het transporteren.

Artikel nr. CMO3299300



Houder voor desinfectiedispenser


Met de hendel van deze houder, kan de vloeistof uit de desinfectiedispenser gepompt worden. Deze dispenser dient bevestigd te worden aan de aanhanglijsten bovenop of aan de zijkant van de trolley.

Artikel nr. CMO3299170

Ampullen opener

De ampullen opener helpt bij het veilig openen van ampullen. Deze opener dient aan de aanhanglijst geplaatst te worden.

Artikel nr. CMO3299175




Plankje met verdeler (small)

Deze plank is gemaakt van RVS, waarbij de verdeler is gemaakt van plexiglas. Het plankje dient bevestigd te worden aan de opstand bovenop de wagen.

Artikel nr. CMO3299180

Stap 5: Kies de gewenste accessoires.



Plankje met 3 verdelers (large)


Het plankje gemaakt van RVS is ook beschikbaar met een drietal verdelers. Hierdoor worden er vier vakjes gecreëerd als opslag. Let op: dit product kan enkel op de modellen met opbergbakken worden geplaatst.

Artikel nr. CMO3299185

RVS draadmand

Deze roestvast stalen draadmand biedt opslagruimte op de wagen. Deze mand kan bevestigd worden aan de zijkant van de trolley aan de aanhanglijsten, maar ook aan de accessoires houder bovenop de wagen. De afmetingen van deze mand zijn: 45 x 17 x 14/17 cm.

Artikel nr. CMO3299195



Vakverdeling

Om de lades te kunnen ordenen en handig in te delen, kan deze vakverdeling worden gebruikt. Deze is leverbaar voor zowel Model 45 als Model 60. Daarnaast is deze beschikbaar passend bij de 3 verschillende ladehoogtes.

Artikel nr. Op aanvraag

L-vormige standaard

Op deze standaard kunnen producten zoals een zuigstelsel worden geplaatst. Deze L-vormige standaard beschikt over een klittenband, voor het vastzetten van het product. De standaard is gemaakt van staal en dient aan de aanhanglijst aan de zijkant te worden bevestigd.

Artikel nr. CMO3299210



Stap 5: Kies de gewenste accessoires.

Katheterhouder

Deze standaard biedt een opslagplaats voor sondes en katheters. Deze dient bevestigd te worden aan de zijkant van de trolley aan de aanhanglijst.

Artikel nr. CMO3299215

Dit product is ook beschikbaar om aan de voorzijde te plaatsen, naast de lades; enkel bij trolleys met opbergbakken. Artikelnummer: CMO3299216



Flessen standaard

Met deze standaard wordt er opslagplaats geboden voor een tweetal flessen. Deze standaard is gemaakt van staal en dient bevestigd te worden aan de aanhanglijst.

Artikel nr. CMO3299200

Kabelroller

Dit product is bedoeld als hulpmiddel om kabels op te rollen. Denk aan een kabel van een verlengsnoer. Op de afbeelding hiernaast is een voorbeeld te zien hoe dit product is in gebruik.

Artikel nr. CMO3299220




Naaldencontainer houder (universeel)

Deze houder is bedoeld om de naaldencontainer te bevestigen aan de ladewagen. Deze houder kan zowel aan de aanhanglijsten aan de zijkant als aan de opstand van de wagen worden bevestigd. Door het klittenband is deze houder universeel.

Artikel nr. CMO3299165 (B)

Stap 5: Kies de gewenste accessoires.



Set van 10 etiketten

Met deze witte beschrijfbaar etiketten is in één oogopslag te zien wat er in de lade is opgeslagen. De etiketten kunnen eenvoudig op het handvat van de lade worden bevestigd. Deze etiketten zijn beschikbaar voor lades van Model 45 en 60.

Artikel nr. CMO3299924_45/_60

RVS instrumenten afvalbak

Deze twee zilveren cilindervormige bakjes - gemaakt van RVS - worden gebruikt als instrumentenafvalbak. De inhoud van afvalbak: 1 liter.

Artikel nr. CMO3299245



RVS opslagbakje

In dit opslagbakje kunnen materialen en/of producten worden geplaatst. Het bakje is gemaakt van roestvast staal.

Artikel nr. CMO3299250

Handschoenenhouder

Voor het opbergen van handschoenen hebben we verschillende houders waar u 1 tot 3 handschoenendoosjes in kunt plaatsen. Met de 3-vakshouder kunt u diverse maten boven elkaar opbergen, zodat alle medewerkers de juiste maat binnen handbereik hebben.

Artikel nr. CMO3299256

Let op: het artikelnummer van houder voor 2 dozen is CMOAB00251 en houder voor 1 doos is CMO3299255.



Stap 5: Kies de gewenste accessoires.

Afvalbak 10 liter (S)

Deze afgesloten afvalbak dient bevestigd te worden aan de aanhanglijsten van de trolley. Het handige aan deze afvalbak is dat deze geopend kan worden met de knie, waardoor handen vrijgehouden kunnen worden. Inhoud van de afvalbak: 10 liter.

Artikel nr. CMO3299275



Afvalbak 20 liter (M)

Deze grijze, afgesloten afvalbak dient bevestigd te worden aan de aanhanglijsten van de trolley. Ook deze kan geopend worden met de knie, waardoor de handen vrij gehouden kunnen worden. Inhoud van de afvalbak: 20 liter.

Artikel nr. CMO3299270

Opslagbox voor medisch afval

Indien er speciaal medisch afval is dat opgeborgen/weggegooid moet worden, kan dit tijdelijk worden opgeslagen in deze speciale box die bevestigd kan worden aan de aanhanglijst.

Artikel nr. CMO3299280



RFID cijferslot

Om de trolley extra te beveiligen, kan dit RFID slot met badges worden bevestigd op de trolley. Om het slot te vergrendelen is de badge nodig, anders is het niet mogelijk het slot te openen. RFID staat voor Radio Frequency IDentification.

Artikel nr. CMOAB00197

Stap 5: Kies de gewenste accessoires.



Zegelslot

Door middel van bijgaande zegels kan de ladewagen worden afgesloten met het zegelslot. Doordat bij het afsluiten van de wagen gebruik wordt gemaakt van een unieke zegel, kunt u controleren of de wagen niet tussentijds is geopend.

Artikel nr. CMO3299330

Broselow kit

Zoals benoemd op pagina 38 is het mogelijk om een Broselow wagen samen te stellen. Hiervoor zijn de gekleurde labels nodig om te plaatsen op de lades van de wagen. Let op: dit is enkel mogelijk bij Model 60.

Artikel nr. CMO3299334_60



Medicatie tray**


De lades van een medicijnenwagen kunnen worden gevuld met deze medicatie trays. Deze kunnen worden voorzien van etiketten (artikel nr. etiketten: CMO3299965). Deze trays zijn beschikbaar in een breedte van zowel 100 als 200 mm.

Artikel nr. CMO3299954/CMO3299956

Uitneembare lade**

Deze uitneembare lade wordt gebruikt om in één keer meerdere medicatie trays uit de trolley te kunnen halen. Zo kunnen in één keer meerdere medicijnen uit de trolley gepakt worden in plaats van 1 voor 1 een tray.

Artikel nr. CMO3299951/CMO3299953



**Deze accessoires zijn enkel te gebruiken bij de medicijnenwagen van de Basic Trolleys.

Voorbeelden standaard wagens.

Naast de drie type modellen die in te delen zijn met een ladeindeling naar wens, hebben wij een aantal standaard trolleys in onze lijn van Basic Trolleys. Deze kant-en-klare wagens hebben allen een eigen eindgebruik. Onderstaand staan deze wagens uitgelicht.

Broselow ladewagen

Deze kleurrijke wagen wordt gebruikt voor de spoedeisende behandelingen van kinderen. De kleuren van de lades komen overeen met de kleuren van Broselow tape, waarmee het gewicht van een kind wordt ingeschat op basis van lichaamslengte; vandaar ook de naam van de wagen. Aan de hand van de ladekleur worden medische instructies gegeven. Let op: deze ladewagen is alleen beschikbaar met een ladebreedte van 600 mm. Wel is deze ladewagen beschikbaar in zowel de versie met de aanhanglijsten aan beide zijdes als de extra opbergbakken aan de linker zijde. De accessoires die op de afbeelding te zien zijn, zitten ook standaard op deze kar.

Artikel nr. CMO329512(-C)



Kindergeneeskunde ladewagen

De ladewagen zoals links te zien is, lijkt op het eerste gezicht een "normale" ladewagen. Maar de achterzijde van deze wagen is wel degelijk anders; deze achterzijde en zijkant van deze wagen zijn namelijk voorzien van decoratie; speciaal om de kinderen op te vrolijken. Deze wagen is beschikbaar in Model 45 en Model 60.

Artikel nr. CMO329562(-C)/CMO329564(-C)

”

Door de combinatie tussen het materiaalgebruik en het design bieden deze wagens uitstekende manoeuvreerbaarheid; zelfs wanneer deze volledig beladen is.

Voorbeelden standaard wagens.

Medicijnenwagen S - Model 45

- Hoogte van 1040 mm en diepte van 600 mm;
- Bevat 4 medicatietrays van allen een breedte van 100 mm;
- Beschikbaar met aanhanglijsten aan beide zijdes van de wagen (breedte wagen: 620 mm);
- Beschikbaar met 3 extra opbergbakken aan de linkzijde van de wagen en 2 aanhanglijsten aan de rechterzijde (breedte wagen: 740 mm).

Artikel nr. CMO329533(-C)



Medicijnenwagen M - Model 60

- Hoogte van 1040 mm en diepte van 600 mm;
- Bevat 5 medicatietrays van allen een breedte van 100 mm;
- Beschikbaar met aanhanglijsten aan beide zijdes van de wagen (breedte wagen: 780 mm);
- Beschikbaar met 3 extra opbergbakken aan de linkzijde van de wagen en 2 aanhanglijsten aan de rechterzijde (breedte wagen: 890 mm).

Artikel nr. CMO329556(-C)



Medicijnenwagen L - Model 90

- Hoogte van 1040 mm en diepte van 600 mm;
- Bevat 2 rijen van 4 medicatietrays naast elkaar van allen een breedte van 100 mm;
- Beschikbaar met aanhanglijsten aan beide zijdes van de wagen (breedte wagen: 1140 mm).

Artikel nr. CMO329559





Kastwagens.

Deze kastwagens maken het mogelijk medische benodigdheden gemakkelijk en snel intern te transporteren in een medische kastverdeling. De kastwagens zorgen voor een snelle verplaatsing en makkelijke wendbaarheid, wat maximale controle en stabiliteit biedt; zelfs wanneer deze volledig beladen zijn.

Afmetingen

Onze kastwagens zijn beschikbaar in een aantal verschillende afmetingen. Deze wagens zijn beschikbaar in de volgende hoogtes: 1840 mm, 1540 mm, 940 mm en 875 mm. Daarnaast bevatten alle kastwagens een diepte van 640 mm. Enkel het Model 875 bevat een diepte van 590 mm.




Kleuren

Om de kastwagen passend te maken bij de afdeling, is het mogelijk de korte zijdes van de kastwagen te voorzien van een kleur uit het kleurenpalet. Meer informatie over het kiezen voor een kleur, leest u op pagina 57.

Accessoires

Om de efficiëntie van de kastwagens te optimaliseren, zijn er diverse accessoires beschikbaar die speciaal zijn ontworpen voor kastwagens. Deze accessoires zorgen ervoor dat zorgverleners hun werkruimte optimaal kunnen organiseren en aanpassen aan specifieke behoeften.



Kenmerken kastwagens

De kastwagens kenmerken zich doordat de wagen afgesloten kan worden door middel van een rolluik. Op die manier kan alle inhoud in één keer worden afgesloten.

Stap 1: Bepaal het model.

De kastwagens zijn beschikbaar in verschillende hoogtes. De hoogte is voornamelijk afhankelijk van het eindgebruik. Doordat deze kastwagen op wielen is, zorgt dit voor een gemakkelijke verrijdbare opgeslagen voorraad. Daarnaast zorgt een hogere afmeting van de wagen automatisch voor meer opslag.

Model 1840


- Voorzien van dubbele wielen met een diameter van 150 mm - 2 met rem en 1 antistatisch;
- Geschikt voor diverse hoogte modules;
- Voorzien van veel opslag door de hoogte van de wagen;
- Voorzien van de volgende afmetingen: 780 x 640 x 1840 mm.

Artikel nr. CMO326600N



Diversiteit in Model 1840

Dit model is ook beschikbaar met verschillende indelingen; zie onderstaande mogelijkheden. Onderstaand diverse opties voor Model 1840.



Stap 1: Bepaal het model.

Model 1540

- Voorzien van dubbele wielen met een diameter van 150 mm - 2 met rem en 1 antistatisch;
- Geschikt voor 15 modules;
- Gemakkelijker verrijdbaar vanwege de hoogte;
- Voorzien van de volgende afmetingen: 780 x 640 x 1540 mm.

Artikel nr. CMO326570N



Artikel nr. CMO326580N



Diversiteit in Model 1540

Model 1540 is ook beschikbaar met een dubbele kastopslag. De afmetingen van deze kastwagen zijn: 1470 x 640 x 1540 mm.

Model 940

- Voorzien van dubbele wielen met een diameter van 150 mm - 2 met een rem en 1 antistatisch;
- Geschikt voor 7 modules;
- Compact en biedt de benodigde opslag;
- Voorzien van de volgende afmetingen: 780 x 640 x 940 mm.

Artikel nr. CMO326500N



Stap 1: Bepaal het model.

Model 875

- Voorzien van een hoogte van 845 mm;
- Voorzien van dubbele wielen met een diameter van 150 mm - 2 met een rem en 1 antistatisch;
- geschikt voor diverse hoogte modules;
- is gemakkelijk weg te zetten onder tafels en biedt veel opslag;
- voorzien van de volgende afmetingen: 780 x 590 x 875 mm.

Artikel nr. CMO326510N



Artikel nr. CMO326530N



Diversiteit in Model 875

Model 875 is beschikbaar met een dubbele hoeveelheid opslag. De afmetingen van deze kastwagen zijn: 1450 x 590 x 875 mm.

Daarnaast is het ook mogelijk om Model 875 ook in een driedelige versie te bestellen. Hierdoor wordt de opslag verdrievoudigd. De afmetingen zijn: 2210 x 590 x 875 mm.

Artikel nr. CMO326550N



Wist u dat...

de hoogte van dit model het mogelijk maakt om de kastwagen gemakkelijk neer te zetten onder bijvoorbeeld een bureau of een andere tafel. Dit is voornamelijk handig voor bijvoorbeeld huisartspraktijken. Maar uiteraard ook ideaal voor gebruik op andere afdelingen.

Stap 2: Bepaal de kleur.

Kies een gewenste kleur

Om de kastwagens passend te kunnen maken bij de afdeling, kan de kleur worden aangepast. Dit geldt overigens enkel voor de beide korte zijdes van de wagen. De rest van het materiaal zal de standaard kleur bevatten, zoals dit te zien is op de afbeeldingen op de vorige pagina's; namelijk grijs.

Er kan uit de volgende kleuren gekozen worden:



”De kastwagens zorgen voor een snelle verplaatsing en makkelijke wendbaarheid, wat maximale controle en stabiliteit biedt; zelfs wanneer deze volledig beladen zijn.



Stap 3: Kies de gewenste accessoires.



Katheterhouder



Dit product dient als (tijdelijke) opslagplek voor langere producten; denk bijvoorbeeld aan katheters. Door de uitklapbare rails, kunnen langere producten, zoals katheters, worden opgehangen.

Artikel nr. CMO301940

Sonde opslagrek

Dit product dient als (verwijderbaar) rek voor het ophangen van sondes. Wanneer een sonde is verpakt, kunnen deze (tijdelijk) worden opgeslagen worden aan dit rek.

Artikel nr. CMO301670I



Set van geleiders

Per module binnen de kastenwagen kunnen deze zogeheten telescoopgeleiders geplaatst worden.

Artikel nr. CMO301950

Verticale duwbeugels

Deze verticale duwbeugels dienen voor een ergonomische verplaatsing van uw kastenwagen. Deze worden bevestigd aan de korte zijde van de kastwagen.

Artikel nr. CMO303016L




Stap 5: Kies de gewenste accessoires.

Uitklapbare duwbeugel

Deze uitklapbare handgreep kan geplaatst worden aan de lange zijde van de kastwagen. Deze handgreep dient als duwbeugel en kan ingeklapt worden om ruimte te besparen.

Artikel nr. CMO303345L



Slot voor rolluik

Met dit slot kan het rolluik van de kastwagen veilig worden afgesloten, door middel van een sleuteltje.

Artikel nr. CMO303381

Accessoires informatie

Op de voorgaande pagina's zijn een zestal accessoires uitgelicht die speciaal aan de kastwagens toegevoegd kunnen worden.

Let op: het is niet mogelijk de accessoires van de Basis Trolleys en Premium Trolleys met de kastwagens te combineren.



” Om er zeker van te zijn dat de inhoud van de ladewagens veilig is opgeslagen, kunnen alle lades worden afgesloten door middel van het gecentraliseerde vergrendelingssysteem met sleutel.

Wij staan voor u klaar.

Na het lezen van deze brochure bent u wellicht geïnteresseerd in één van onze beschikbare ladewagens. Maar welk type wagen past bij uw gebruik? Welke accessoires heeft u nodig? Welke afmeting is het best voor op uw afdeling? Wat is het verschil in prijs?

Wij snappen deze vragen als geen ander en willen u natuurlijk zo goed en fijn mogelijk helpen bij het kiezen van de juiste ladewagen voor op uw afdeling.

Om die reden bieden wij u de mogelijkheid een vrijblijvend gesprek met ons in te plannen. Tijdens dit gesprek kunnen wij al uw wensen en behoeften doornemen en kan onze vertegenwoordiger met u meedenken over de gepaste oplossing in de vorm van een ladewagen. Mocht u behoefte hebben aan een bezoek op locatie, kan dit uiteraard ook. Eén van onze vertegenwoordigers komt graag bij u langs. Een bezoek bij ons op kantoor kan uiteraard ook. In onze showroom hebben wij een aantal demo ladewagens staan.

Daarnaast hebben wij de mogelijkheid om van een aantal modellen een model uit te lenen. Dit betekent dat u in praktijk kunt kijken of de wagen iets voor u kan zijn. Dit doen wij uiteraard in overleg en op basis van uw wensen en behoeften. Vraag nu uw gratis proefplaatsing aan en test één van onze ladewagens bij u op de afdeling.

Samen met u proberen wij te kijken naar een wagen die bij uw wensen en uw budget aansluit voor het beste eindgebruik. Samen sterk in de zorg!

Samen sterk in de zorg.



Cazander Medical.

Wie zijn wij

Cazander Medical levert logistieke oplossingen, medisch meubilair en verbruiksgoederen aan zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen, verpleeghuizen, farmaceutische en tandheelkundige instellingen, maar ook privéklinieken en dierenklinieken.

Heeft u hulp nodig bij het inrichten van uw ziekenhuisafdeling, opslagruimte, cleanroom of operatiekamer? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Wij denken mee vanuit praktisch en financieel oogpunt en ondersteunen bij de keuze voor het juiste materiaal.

Ons assortiment

In ons assortiment treft u investeringsgoederen aan voor inrichting, opslag, transport en logistiek binnen ziekenhuizen en zorginstellingen. Zo leveren wij logistieke goederen die bijvoorbeeld op de OK en de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) gebruikt worden en modulaire wagens die op poliklinieken en verpleegafdelingen in het ziekenhuis worden ingezet.

Daarnaast hebben wij een zeer uiteenlopend aanbod van medische verbruiksartikelen voor tijdens een operatie of andere medische ingreep, zoals boren, zaagbladen en proceduresets.

Samen sterk in de zorg

Bij Cazander Medical ligt het accent op persoonlijke aandacht en ondersteuning bij de keuze voor het juiste materiaal. We denken met u mee vanuit praktisch en financieel oogpunt. We doen ons werk met aandacht en nemen de tijd voor ieder vraagstuk binnen ons vakgebied. Samen staan we sterk in de zorg!



Advies of offerte nodig?

Cazander Medical B.V.
Kastanjelaan 41
3241 BH Middelharnis

www.cazandermedical.nl
+31 187 470 666
info@cazandermedical.nl

Volg ons op onze socials

 Cazander Medical
 @cazandermedical



Kastanjelaan 41
3241 BH MIDDELHARNIS

+31 (0)187 47 06 66
info@cazandermedical.nl

www.cazandermedical.nl

