

Warm aanbevolen: de kennis en ervaring
van onze experts

Wij geven u graag advies

MEDICAL

Productoverzicht

Overhandigd door

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden op www.hupfer.com/de/avb zijn van toepassing.
Prijzen excl. wettelijke btw en verzendkosten. De dagelijks actuele
prijzen op www.hupfer.com zijn van toepassing

Cazander Medical B.V.
Kastanjelaan 41
3241 BH Middelharnis

Telefoon +31 187 470 666
info@cazandermedical.nl
www.cazandermedical.nl

*RWS 03/20 Hupfer 2020. Alle gegevens / afmetingen zijn ca. gegevens. Technische wijzigingen voorbehouden.
Iedere vorm van vermenigvuldiging, ook van delen, alleen met toestemming. Alle afbeeldingen zijn voorbeelden, ter illustratie en ze kunnen
bijzondere accessoires bevatten. Concept en lay-out: RWS Group Deutschland GmbH, Berlin*



HUPFER
we make work flow

HUPFER
we make work flow

Ons meest succesvolle product is klanttevredenheid



De draad- en metaalverwerking is het begin van ons succesverhaal. Aan dit verhaal voegden we in de loop van de jaren veel nieuwe boeiende hoofdstukken toe. Onze denk- en handelwijze wordt bepaald door: ons idee van kwaliteit, een duidelijk gevoel voor precisie en de ambitie om steeds de best mogelijke oplossingen te bieden.

Hierdoor zijn we in staat om altijd in te gaan op de eisen en uitdagingen van onze klanten. Vandaag biedt Hupfer als specialist voor keukenlogistiek en sterielgoedlogistiek op maat gemaakte concepten „Made in Germany”, die steeds meer klanten overal ter wereld weten te overtuigen.





Grote kwaliteit tot in het kleinste detail

Of het nu gaat om het materiaal, de afwerking, de functionaliteit, de veiligheid, service en stipte levering: kwaliteit is ons onmiskenbare handelsmerk. Hiervoor zorgen de modernste plannings- en productietechniek, zorgvuldig geselecteerde toeleveranciers en partners en een omvattende kwaliteitszorg.

Naast alle technische innovatie zijn het vooral uitstekend opgeleide medewerkers die het gezicht van het merk Hupfer bepalen. Van de ontwikkeling tot aan de levering begeleiden ze elk product in alle aspecten met hun knowhow en ambachtelijke vakkennis.

Gecontroleerde zekerheid van begin af aan

Hupfer is als ontwikkelaar en fabrikant van medische producten volgens DIN EN ISO 13485 gecertificeerd. Daarom kunt u bij onze oplossingen vertrouwen op de hoogste standaards wat betreft functionaliteit en kwaliteit – van de techniek tot aan de service.



Uw partner voor innovatieve sterielgoedlogistiek




Bij Hupfer ontwikkelen wij onze producten en systemen vanuit een diepgaande kennis van logistieke structuren en individuele eisen in ziekenhuizen en medische afdelingen.

Als specialist voor sterielgoedlogistiek bieden wij omvattende oplossingen voor de toevoer en afvalverwerking van steriele goederen. Of het nu gaat om sorteren, inpakken, transporteren, opslaan of verdelen: met Hupfer optimaliseert u werkprocessen, verhoogt u de werkveiligheid en kunt u vertrouwen op de hoogste hygiënische standaards wat betreft reiniging, desinfectie en sterilisatie.

Wij ondersteunen planners, dealers en gebruikers met onze decennialange ervaring, uitgebreide branchekennis en overtuigende ideeën. Alle betrokkenen hebben de zekerheid dat de gemeenschappelijke doelen bereikt worden: veiligheid, economisch nut en echte klanttevredenheid tot aan de patiënt toe.

Altijd en overal:
maximale veiligheid en hygiëne



Transportoplossingen

Veilige en efficiënte steriele goederenstromen zijn beslissend voor het succesvol werken in klinieken, ziekenhuizen en sterilisatiebedrijven. Hupfer biedt geïntegreerde transportoplossingen, die voorbereid zijn op veelzijdige, specifieke eisen. De producten overtuigen door een eenvoudige hantering en optimale gebruiksvriendelijkheid.



Hakenwagens



Hakenwagens

Hupfer hakenwagens stellen veel materiaal snel en overzichtelijk ter beschikking: perfect voor transport, tussentijds opslaan en gebruik. De gehele buisconstructie is gemaakt van roestvrij staal en kan met een groot aantal uitrustingsopties en aanhangdelen aan de betreffende eisen aangepast worden.



Hakenwagens



Hakenwagens – eenzijdig

- Draagvermogen per haak: 30 kg
- Antistatische banden
- Stootrollen

	Aantal hakenparen	Rastermaat mm	Ø wielen mm	Afmetingen b x d x h mm	Artikel-nummer
HAW 605/465/1097 1/2HP	2	400	100	605 x 465 x 1097	7500472
HAW 605/465/1460 1/3HP	3	400	75	605 x 465 x 1460	7500032
HAW 605/620/1620 1/4HP	4	320	75	605 x 620 x 1620	7500092



Hakenwagens – tweezijdig

- Draagvermogen per haak: 30 kg
- Antistatische banden
- Stootrollen

	Aantal hakenparen	Rastermaat mm	Ø wielen mm	Afmetingen b x d x h mm	Artikel-nummer
HAW 605/675/1097 2/4HP	2 x 2	400	100	605 x 675 x 1097	7500465
HAW 605/675/1460 2/6HP	2 x 3	400	75	605 x 675 x 1460	7500033
HAW 605/675/1620 2/8HP	2 x 4	320	75	605 x 675 x 1620	7500093



Hakenwagens – driezijdig

- Draagvermogen per haak: 30 kg
- Antistatische banden
- Stootrollen

	Aantal hakenparen	Rastermaat mm	Ø wielen mm	Afmetingen b x d x h mm	Artikel-nummer
HAW 1000/605/1907 3/15HP	3 x 5	250-320	100	605 x 1000 x 1907	7500870



Hakenwagens Medidul – tweezijdig

- Draagvermogen per haak: 30 kg
- Antistatische banden
- Stootrollen

	Aantal hakenparen	Rastermaat mm	Ø wielen mm	Afmetingen b x d x h mm	Artikel-nummer
HAW 650/1005/1657 2/4HP Medidul	2 x 4	333	100	650 x 1000 x 1657	7500801



Hakenwagens

Hakenwagen voor de opslag van opstapbankjes

Maakt een flexibele opslag en uitgifte van opstapbankjes van verschillende hoogtes mogelijk zonder tijdrovend stapelen en hersorteren. Ingehangen schappen en consoles kunnen – bijvoorbeeld voor reiniging – zonder gereedschap verwijderd worden. De gewelfde boog zorgt voor optimale ergonomie en toegankelijkheid van beide kanten.



Er is optimaal ruimte voor drie opstapbankjes in verschillende groottes. De opstaande rand van de roestvrijstalen schappen beschermt u tegen uitglijden.

Hakenwagen voor opstapbankjes

- Stabiele roestvrijstalen constructie
- Drie consoles in het onderste gedeelte
- Antistatische banden
- Bovenste deel met twee hakenparen aan beide kanten

	Aantal hakenparen	Rastermaat mm	Ø wielen mm	Afmetingen b x d x h mm	Artikel-nummer
HAW 720/675/1800 2/4HP + schap	2 x 2	320	75	720 x 675 x 1800	7505735

Gesloten hakenwagen

Beschermt betrouwbaar tegen stof en andere invloeden van buitenaf. De combinatie van een aluminium frame en roestvrijstalen zijwanden zorgt voor een hoge stabiliteit en belastbaarheid bij een laag eigen gewicht. Aan de geïntegreerde hakenlijst kunnen alle vasthaakdelen uit het Hupfer-assortiment bevestigd worden.

Vleugeldeuren van plexiglas zorgen ervoor dat u altijd een goed overzicht over de inhoud van de wagon heeft. De deuren worden door magneten in gesloten toestand of in een 270°-openingshoek gefixeerd.

De vier zwenkwielen maken het manoeuvreren veilig en gemakkelijk, ook in kleine ruimtes. De rondom lopende stootrand beschermt tegen beschadigingen. Voor het reinigen zijn de in het ziekenhuis gebruikelijke ontsmettingsmiddelen geschikt.



De haken voor de bevestiging van de vasthaakdelen worden aan de achterwand vastgeschroefd en waarborgen hierdoor een veilige ophanging.

Hechtmateriaalwagen

- Stabiel aluminium frame met drie gesloten roestvrijstalen wanden
- Twee vleugeldeuren van plexiglas
- Rondom stootbescherming ook bij volledig geopende deuren
- Hakenlijst met 40-mm-tussenafstand

	Aantal hakenparen	Rastermaat mm	Ø wielen mm	Afmetingen b x d x h mm	Artikel-nummer
NMW/G	4	40	125	837 x 576 x 1720	7505730

Toebehoren voor hakenwagens



Inschuiframeset StE

- Uittrekbaar tot ca. 3/4 deel
- Roestvrij staal

	Afmetingen b x d x h mm	Artikel-nummer
ERS steriele eenheden 296/595/60	296 x 595 x 60	7504555
ERS ISO 448/595/66	448 x 595 x 66	7501216



Legplank

- Geperforeerd
- Om op L-inschuifgeleiders te leggen
- Roestvrij staal

	Afmetingen b x d x h mm	Artikel-nummer
Legplank 300/600/15	600 x 300 x 15	7504373



L-profiel-inschuifgeleiders Medidul

- Verpakkingsinhoud: 1 paar
- Oplegvlak 60 mm
- Roestvrij staal


	Afmetingen b x d x h mm	Artikel-nummer
RG-ESS/L MEDIDUL 594/84/39	84 x 594 x 39	7504213



U-profiel-inschuifgeleiders Medidul

- Verpakkingsinhoud: 1 paar
- Oplegvlak 14 mm
- Roestvrij staal

	Afmetingen b x d x h mm	Artikel-nummer
RG-ESS/U MEDIDUL 36/570/41	36 x 570 x 41	7505009



Vasthaakdelen



Vasthaakdelen voor hakenwagens

Dankzij de grote keuze aan vasthaakdelen kunnen hakenwagens aan uiteenlopende werkgebieden en taken aangepast worden. Elk hiervan overtuigt door de eerste klas afwerking, duurzaamheid, functionaliteit en ergonomie die veilig en efficiënt werken mogelijk maken.



Korf voor operatieschoeisel

- Max. 5 paar schoenen
- Roestvrij staal gepolijst

	Afmetingen b x d x h mm	Artikel-nummer
SchuKo 585/300/320	585 x 300 x 315	7501457



Houder uit draad voor schoenen

- Max. 6 paar schoenen
- Gesloten draadlussen
- Roestvrij staal gepolijst

	Afmetingen b x d x h mm	Artikel-nummer
H-D 600/263/180	600 x 263 x 191	7500452



Klompenrek

- Max. 6 paar schoenen
- Roestvrij staal gepolijst

	Afmetingen b x d x h mm	Artikel-nummer
Klompenrek 600/320/270	600 x 320 x 270	7500374



Houder voor laminaatrollen

- Voor folierollen van verschillende breedtes
- Roestvrij staal gepolijst

	Afmetingen b x d x h mm	Artikel-nummer
H-D 630/270/194	630 x 270 x 194	7500552



Houder voor papiervellen voor het verpakken van sterielgoed

- Roestvrij staal gepolijst
- 3 niveaus

	Afmetingen b x d x h mm	Artikel-nummer
Papierhouder 1250/240/200	1250 x 240 x 200	7500663




Rollenhouder met snij-inrichting

- Houder voor de opslag, het op maat snijden en de uitgifte van sterielgoedverpakkingen in de vorm van laminaatrollen
- Volledige doorsnijding van de folie, ook bij volle belading
- Roestvrij staal gepolijst

	Binnenwerkse afmeting mm	Snijbreedte mm	Afmetingen b x d x h mm	Artikel-nummer
RHT SB51	529	510	623 x 373 x 294	7507012
RHT SB79	809	790	903 x 373 x 294	7507010
RHT SB114	1159	1140	1253 x 373 x 294	7507011
RHT SB139	1409	1390	1503 x 373 x 294	7507009


Vasthaakdelen



Houder uit draad voor urineflessen

- Max. 4 urineflessen
- Roestvrij staal gepolijst

	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
H-D 560/248/272	560 x 248 x 272	7500106



Houder uit draad voor bedpannen

- Max. 2 bedpannen
- Ø per bedpan-opname 245 mm
- Roestvrij staal gepolijst

	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
H-D 560/280/180	560 x 280 x 180	7500104



Houder uit draad voor wegwerphandschoenen

- Max. 6 dozen wegwerphandschoenen
- Nuttige maat: 180 x 54 mm (per vak)
- Roestvrij staal gepolijst

	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
H-D 555/139/215	555 x 143 x 215	7500384



Handschoenenhouder

- Roestvrij staal

	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
Handschoenenhouder 580/327/271 mm	580 x 327 x 271	7500080



Aanhanglijst met haken

- Nuttige lengte haken: 150 mm
- Roestvrij staal gepolijst

	Uitvoering	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
ANH-LEI 555/182/82	met 8 haken	555 x 186 x 82	7500451
ANH-LEI 636/185/71	met 6 haken	636 x 186 x 71	7500871



Houder goederen

- Vast ingelaste draadlussen
- Roestvrij staal gepolijst

	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
SteriAbl 555/315/170	555 x 315 x 170	7500440



Houder uit draad

- Roestvrij staal gepolijst

	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
H-D 612/316/300	612 x 316 x 300	7500373



Houder uit draad voor slangen en buikbanden

- 11 gesloten draadlussen
- Roestvrij staal gepolijst

	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
H-D 600/113/181	600 x 113 x 181	7500460

Vasthaakdelen



Papierhouder

- Voor papiervellen voor het verpakken van sterielgoed
- Roestvrij staal gepolijst

	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
Papierhouder 560/303/284	560 x 303 x 284	7500478



Monitorplateau

- Voor notebook of pc-monitor
- Roestvrij staal gepolijst

	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
Monitorplateau 575/390/155	575 x 390 x 155	7500467



Schrijfblad

- Met afgeschuind schrijffoppervlak en opstaande rand aan de voorkant
- Roestvrij staal

	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
Schrijfblad 580/340/225	580 x 340 x 225	7500097



Houder voor hechtmateriaal plaat

- Voor de opslag en uitgifte van hechtmateriaal in 10 gangbare kleine verpakkingen
- Roestvrij staal

	Schappen stuk	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
Houder voor hechtmateriaal 600/170/155	2	600 x 170 x 152	7500170
Houder voor hechtmateriaal 600/170/290	4	600 x 170 x 290	7500079



Houder voor hechtmateriaal

- Voor de opslag en uitgifte van hechtmateriaal in gangbare kleine verpakkingen
- Roestvrij staal gepolijst

	Schappen stuk	Capaciteit Verpakkingen	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
Houder voor hechtmateriaal 604/135/181	2	10	604 x 135 x 181	7500450
Houder voor hechtmateriaal 604/135/365	4	20	604 x 135 x 365	7500458



Gesloten schap

- Met achterwand en zijdelingse opstaande randen
- Voor universeel gebruik
- Bladmaat: 596 x 357 mm
- Roestvrij staal


	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
Gesloten schap 600/360/260	600 x 360 x 260	7500086



Gesloten schap

- Met opstaande rand aan de achterkant
- Voor universeel gebruik
- Roestvrij staal

	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
Gesloten schap 695/350/165	695 x 350 x 165	7502154
Gesloten schap 695/450/165	695 x 450 x 165	7502155



Aanhanglijst voor bakken

- Voor hakenlijst of hakenwagen
- Voor kunststof bakken met maat 3, 4 en 5
- Roestvrij staal

	Uitvoering	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
Aanhanglijst 655/109/20	enkel	655 x 20 x 109	7500448
Aanhanglijst 655/20/329	dubbel	690 x 20 x 329	7500848

Vasthaakdelen



Draadcontainer

- Voor transport, opslag en uitgifte van kleine medische benodigdheden
- Om in aanhanglijst te hangen
- Roestvrij staal gepolijst

	Maat	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
DCont G3 215/350/200	3	215 x 350 x 200	7502945
DCont G4 153/231/125	4	153 x 231 x 125	7502946



Kunststof container – blauw

- Om aan aanhanglijst voor bakken te hangen
- Temperatuurbestendig van -40 °C tot 80 °C
- Polyethyleen

	Maat	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
KCont G3 210/350/200 bl	3	210 x 350 x 200	7502743
KCont G4 150/230/125 bl	4	150 x 230 x 125	7502753
KCont G5 100/170/75 bl	5	100 x 170 x 75	7502763



Kunststof container – groen

- Om in aanhanglijst te hangen
- Temperatuurbestendig van -40 °C tot 80 °C
- Polyethyleen

	Maat	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
KCont G3 210/350/200 gn	3	210 x 350 x 200	7502746
KCont G4 150/230/125 gn	4	150 x 230 x 125	7502756
KCont G5 100/170/75 gn	5	100 x 170 x 75	7502766



Houder uit draad voor houder goederen van kunststof

- Max. 1 houder goederen met deksel
- Roestvrij staal gepolijst

	voor houder goederen mm	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
H-D 622/311/272	600 x 300	622 x 291 x 272	7500896



Plaathouder voor was- en afvalzakken

- Voor 1 was- of afvalzak 60 – 70 l
- Roestvrij staal gepolijst

	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
H-B 560/310/240	555 x 313 x 240	7500101



Legboord, dubbel

- Bladmaat: 540 x 190 mm
- Bladafstand: 190 mm
- Plaatdikte: 1,0 mm
- Roestvrij staal

	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
Legboord, dubbel 560/200/305	560 x 200 x 305	7500636



Katheterkorf voor apparaatgeleiders

- Om in aanhanglijst te hangen
- Maaswijdte: 8 x 8 mm
- Roestvrij staal gepolijst

	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
KaKo 150/100/200 MW 8/8	150 x 100 x 200	7500150
KaKo 150/100/280 MW 8/8	150 x 100 x 280	7500151
KaKo 150/100/480 MW 8/8	150 x 100 x 480	7500152



Schuinstellingselement voor draadmand

- Verpakkingsinhoud: 2 stuks
- Roestvrij staal

	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
Schuinstellingselement 35/62/111	35 x 62 x 111	7500289