

Warm aanbevolen: de kennis en ervaring
van onze experts

Wij geven u graag advies

Productoverzicht

Overhandigd door

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden op www.hupfer.com/de/avb zijn van toepassing.
Prijzen excl. wettelijke btw en verzendkosten. De dagelijks actuele
prijzen op www.hupfer.com zijn van toepassing

Cazander Medical B.V.
Kastanjelaan 41
3241 BH Middelharnis

Telefoon +31 187 470 666
info@cazandermedical.nl
www.cazandermedical.nl

*RWS 03/20 Hupfer 2020. Alle gegevens / afmetingen zijn ca. gegevens. Technische wijzigingen voorbehouden.
Iedere vorm van vernieuwing, ook van delen, alleen met toestemming. Alle afbeeldingen zijn voorbeelden, ter illustratie en ze kunnen
bijzondere accessoires bevatten. Concept en lay-out: RWS Group Deutschland GmbH, Berlin*



Ons meest succesvolle product is klanttevredenheid



De draad- en metaalverwerking is het begin van ons succesverhaal. Aan dit verhaal voegden we in de loop van de jaren veel nieuwe boeiende hoofdstukken toe. Onze denk- en handelwijze wordt bepaald door: ons idee van kwaliteit, een duidelijk gevoel voor precisie en de ambitie om steeds de best mogelijke oplossingen te bieden.

Hierdoor zijn we in staat om altijd in te gaan op de eisen en uitdagingen van onze klanten. Vandaag biedt Hupfer als specialist voor keukenlogistiek en sterielgoedlogistiek op maat gemaakte concepten „Made in Germany”, die steeds meer klanten overal ter wereld weten te overtuigen.





Grote kwaliteit tot in het kleinste detail

Of het nu gaat om het materiaal, de afwerking, de functionaliteit, de veiligheid, service en stipte levering: kwaliteit is ons onmiskenbare handelsmerk. Hiervoor zorgen de modernste plannings- en productietechniek, zorgvuldig geselecteerde toeleveranciers en partners en een omvattende kwaliteitszorg.

Naast alle technische innovatie zijn het vooral uitstekend opgeleide medewerkers die het gezicht van het merk Hupfer bepalen. Van de ontwikkeling tot aan de levering begeleiden ze elk product in alle aspecten met hun knowhow en ambachtelijke vakkennis.

Gecontroleerde zekerheid van begin af aan

Hupfer is als ontwikkelaar en fabrikant van medische producten volgens DIN EN ISO 13485 gecertificeerd. Daarom kunt u bij onze oplossingen vertrouwen op de hoogste standaards wat betreft functionaliteit en kwaliteit – van de techniek tot aan de service.



Uw partner voor innovatieve sterielgoedlogistiek




Bij Hupfer ontwikkelen wij onze producten en systemen vanuit een diepgaande kennis van logistieke structuren en individuele eisen in ziekenhuizen en medische afdelingen.

Als specialist voor sterielgoedlogistiek bieden wij omvattende oplossingen voor de toevoer en afvalverwerking van steriele goederen. Of het nu gaat om sorteren, inpakken, transporteren, opslaan of verdelen: met Hupfer optimaliseert u werkprocessen, verhoogt u de werkveiligheid en kunt u vertrouwen op de hoogste hygiënische standaards wat betreft reiniging, desinfectie en sterilisatie.

Wij ondersteunen planners, dealers en gebruikers met onze decennialange ervaring, uitgebreide branchekennis en overtuigende ideeën. Alle betrokkenen hebben de zekerheid dat de gemeenschappelijke doelen bereikt worden: veiligheid, economisch nut en echte klanttevredenheid tot aan de patiënt toe.

Altijd en overal:
maximale veiligheid en hygiëne



Transportoplossingen

Veilige en efficiënte steriele goederenstromen zijn beslissend voor het succesvol werken in klinieken, ziekenhuizen en sterilisatiebedrijven. Hupfer biedt geïntegreerde transportoplossingen, die voorbereid zijn op veelzijdige, specifieke eisen. De producten overtuigen door een eenvoudige hantering en optimale gebruiksvriendelijkheid.



Transportwagens voor bakken en gesloten transportwagens



Transportwagens zijn een vast onderdeel van de aanvoer en afvalverwerking van sterielgoed. Ze garanderen een hygiënisch veilig transport door vervuilde zones en ongevaarlijke afvoertransporten van gebruikt sterielgoed. Bovendien kunnen ze flexibel voor het bewaren van opgeslagen goederen worden gebruikt.

De gesloten wagentypes zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen: als kostenefficiënte standaarduitvoering en als uitvoering met volledig gelaste corpus voor maximale hygiëneveiligheid.



State of the art: volledig gelaste roestvrijstalen corpus

De stabiele, zelfdragende en hygiënisch volledig gelaste roestvrijstalen romp heeft geen kieren en biedt dus optimale voorwaarden voor maximale hygiëne en reinigingsvriendelijkheid. Door hun bouwwijze zijn transportwagens met volledig gelaste corpus geschikt voor wasinstallaties.



Kostenefficiënt: standaarduitvoering in roestvrij staal

De standaarduitvoering van hoogwaardig roestvrij staal is de ideale combinatie van in de praktijk bewezen belastbaarheid en een kostenefficiënte constructie. Dit maakt ze tot een betrouwbaar en veelzijdig hulpmiddel.

Transportwagens voor bakken en gesloten transportwagens

Gesloten transportwagens

Overal waar bakken, korven of sterielgoed beschermd getransporteerd of bewaard moeten worden, zijn gesloten transportwagens de ideale oplossing. Hun stabiele constructie, de praktische uitrusting en de gemakkelijke manoeuvreerbaarheid maken ze tot betrouwbare hulpmiddelen in het dagelijks werk.



Gesloten transportwagen

- Met 1 dicht schap
- Verticale duwbeugels
- Vleugeldeuren met 270° openingshoek
- Omlopende deurafdichtingen

	Uitvoering	StE	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
STW/VV-3 724/754/1445	volledig gelast	3	724 x 754 x 1445	7505984
STW/VV-6 965/754/1445	volledig gelast	6	965 x 754 x 1445	7504645
STW/VV-9 1249/754/1440	volledig gelast	9	1249 x 754 x 1440	7504646
STW/S-6 965/751/1469	Standaard	6	985 x 751 x 1471	7504647
STW/S-9 1249/751/1469	Standaard	9	1285 x 751 x 1471	7504648



Case Cart voor sterielgoed

- Hoogteverstelling van de schappen zonder gereedschap
- Transportslot met verzegeling
- Dubbelwandige deuren, tot 270 ° zwenk- en vergrendelbaar
- Omlopende deuraftichtingen

	Versie	Uitvoe- ring	Schap- pen	Bruikbare binnenwerkse afmeting b x d x h mm	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
STW/S-US-1S 841/769/1000	laag, 1-deurs	Standaard	1	545 x 650 x 635	841 x 769 x 1000	7505990
STW/S-US-2S 1341/769/1000	laag, 2-deurs	Standaard	1	1045 x 650 x 635	1341 x 769 x 1000	7505991
STW/S-US-1T 785/541/1471	hoog, 1-deurs	Standaard	2	545 x 650 x 1126	785 x 541 x 1471	7505992



Gesloten transportwagen

- Met L-inschuifgeleiders voor steriele eenheden
- Met U-profielgeleiders voor ISO
- Verticale duwbeugels
- Vleugeldeuren met 270° openingshoek
- Omlopende deuraftichtingen

	Uitvoering	StE	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
CTW/VV-3 724/754/1445	volledig gelast	3	724 x 754 x 1445	7505985
CTW/VV-6 965/754/1445	volledig gelast	6	965 x 754 x 1445	7504641
CTW/VV-9 1249/754/1440	volledig gelast	9	1249 x 754 x 1440	7504642
CTW/S-3 785/751/1471	Standaard	3	785 x 751 x 1471	7505989
CTW/S-6 965/751/1469	Standaard	6	965 x 751 x 1469	7504643
CTW/S-9 1249/751/1469	Standaard	9	1249 x 751 x 1469	7504644
	Uitvoering	ISO	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
CTW/S-3-ISO 785/751/1471	Standaard	3	785 x 751 x 1471	7505987
CTW/S-6-ISO 1285/751/1471	Standaard	6	1285 x 751 x 1471	7505988



Transportwagens voor bakken en gesloten transportwagens

Open transportwagens

Deze veelzijdige oplossing voor tussentijds opslaan of transport is geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen en werkgebieden. Onze open transportwagens zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en houden bakken, korven of werkmateriaal altijd goed zichtbaar binnen handbereik. Dankzij de hoogwaardige roestvrijstalen constructie zijn ze extreem belastbaar en duurzaam.



Open sterielgoedtransportwagen

- 2 vaste en 2 variabele monitorplateaus
- Antistatische wielen
- Roestvrij staal

	Inschuifschappen stuk/voor StE	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
STW/O-6 755/670/1370	6	755 x 670 x 1370	7504228
STW/O-9 1070/670/1370	9	1070 x 670 x 1370	7504212



Open containertransportwagen

- Met L-inschuifgeleiders voor 6 of 9 steriele eenheden
- Met vast erop gelaste afdekking boven
- Antistatische wielen
- Roestvrij staal

	Inschuifschappen stuk/voor StE	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
CTW/O-6 755/670/1368	6	755 x 670 x 1368	7504225
CTW/O-9 1168/675/1368	9	1168 x 670 x 1368	7504211

Toebehoren



Galerij voor STW/CTW

- Roestvrij staal

	Uitvoering	Artikelnummer
GA/3-s TW9	Driezijdig voor STW/CTW 9	7504232
GA/4-s TW9	Vierzijdig voor STW/CTW 9	7504233



Papierklem voor gesloten transportwagens

- Voor montage in de fabriek
- Bodembevestiging
- Roestvrij staal

	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
Papierklem 90/18/70	90 x 18 x 70	7500895



Aanhanglijst met 2 haken

- Roestvrij staal

	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
ANH-LEI 594/40/80	594 x 40 x 80	7504357



Doorschuifblokkering voor CTW/O

- Zwenkbaar

	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
Doorschuifblokkering CTW/O 1050/91/51	1050 x 91 x 51	7500762



Duwbeugel voor CTW/O en STW/O

- Montagehoogte 900 mm OKF

	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
Duwbeugel voor CTW/O en STW/O	88 x 600 x 85	7500362

Transportwagens

Hupfer transportwagens



Hupfer biedt een serie transportwagens voor uiteenlopende toepassingen en werkgebieden. Het programma omvat multitalenten voor diverse taken en speciale uitvoeringen voor het gebruik in en rondom de OK.

Een zorgvuldige afwerking, hoogwaardige materialen en een praktijkgerichte constructie garanderen een betrouwbare functionaliteit en een hoge levensduur. Dankzij robuuste, lichtlopende wielen, ergonomische vormgeving, reinigingsvriendelijkheid en beproefde functionaliteit zorgen ze in het dagelijkse werk in de kliniek voor soepel verlopende werkprocessen.



Servicewagen

Zijn naam zegt het al: de servicewagens van Hupfer zijn stabiel, flexibel, gemakkelijk te manoeuvreren en dus ideaal voor tal van taken. Transporteren, tussentijds opslaan, bewaren – dat en nog veel meer kan met de servicewagen in een handomdraai.



- Servicewagen**
- 2 gladde, vast gelaste bladen
 - Antistatische wielen
 - Hoogte van het bovenste schap: 800 mm

	Bladdimensie	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
AZW 625/425/800	625 x 425	689 x 489 x 800	7500468
AZW 720/625/800	720 x 625	783 x 689 x 800	7500470
AZW 920/625/800	920 x 625	983 x 689 x 800	7500469
AZW 1200/625/800	1200 x 625	1263 x 689 x 800	7500661

Transportwagens



Medische serveerwagen MSW

De robuuste helpers kunnen veelzijdig voor het transport en het tussentijds opslaan van apparatuur en werkmateriaal gebruikt worden. Naar wens is de medische serveerwagen als alternatief voor de standaarduitvoering ook leverbaar met een eenzijdige duwbeugel.



Medische serveerwagen met twee bladen

- Antistatische wielen
- 2 bladen
- Laadvermogen: 80 kg

	Bladmaat mm	Hoogte boven- ste blad mm	Nuttige hoogte tus- sen de bladen mm	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
MSW 6x4/2	600 x 400	800	538	695 x 495 x 896	7504128
MSW 8x5/2	800 x 500	855	591	895 x 595 x 949	7504001
MSW 10x6/2	1000 x 600	855	591	1095 x 695 x 949	7504002



Medische serveerwagen met drie bladen

- Antistatische wielen
- 3 bladen
- Laadvermogen: 120 kg

	Bladmaat mm	Hoogte boven- ste blad mm	Nuttige hoogte tus- sen de bladen mm	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
MSW 6x4/3	600 x 400	800	251	695 x 495 x 896	7504129
MSW 8x5/3	800 x 500	855	278	895 x 595 x 949	7504005
MSW 10x6/3	1000 x 600	855	278	1095 x 695 x 964	7504006



Medische serveerwagen met drie bladen

- Antistatische wielen
- 4 bladen
- Laadvermogen: 150 kg

	Bladmaat mm	Hoogte boven- ste blad mm	Nuttige hoogte tus- sen de bladen mm	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
MSW 8x5/4	800 x 500	1168	278	895 x 595 x 1264	7504009



Transportwagens



Zware medische serveerwagen

Verstevigde alleskunner voor extra zware transporttaken in bijzondere situaties.



Zware medische serveerwagen met twee bladen

- Antistatische wielen
- Laadvermogen: 120 kg
- Binnenwerkse schapafstand: 591 mm
- Roestvrij staal

	Bladmaat mm	Hoogte bovenste blad mm	Nuttige hoogte tussen de bladen mm	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
MSSW 8x5/2	800 x 500	919	591	895 x 595 x 1020	7504107
MSSW 10x6/2	1000 x 600	919	591	1095 x 695 x 1020	7504110



Zware medische serveerwagen met drie bladen

- Antistatische wielen
- Laadvermogen: 180 kg
- Binnenwerkse schapafstand: 278 mm
- Roestvrij staal

	Bladmaat mm	Hoogte bovenste blad mm	Nuttige hoogte tussen de bladen mm	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
MSSW 8x5/3	800 x 500	919	278	895 x 595 x 1020	7504113
MSSW 10x6/3	1000 x 600	919	278	1095 x 695 x 1020	7504114



Zware medische serveerwagen met drie bladen

- Antistatische wielen
- Laadvermogen: 200 kg
- Binnenwerkse schapafstand: 278 mm
- Roestvrij staal

	Bladmaat mm	Hoogte bovenste blad mm	Nuttige hoogte tussen de bladen mm	Afmetingen b x d x h mm	Artikelnummer
MSSW 10x6/4	1000 x 600	1232	278	1095 x 695 x 1325	7504120



Transportwagens

Serveerwagen

Door de gevormde duwbeugel worden de medewerkers ontlast en is de serveerwagen makkelijk manoeuvreerbaar. Hiermee voldoet de wagen aan de nieuwste ergonomische richtlijnen.



Serveerwagen Ergo met twee bladen

- Met Ergo-greep
- Laadvermogen: 120 kg
- Binnenwerkse schapafstand: 591 mm
- Roestvrij staal

	Bladmaat mm	Hoogte boven- ste blad mm	Nuttige hoogte tus- sen de bladen mm	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
SW 8x5/2 ERGO	800 x 500	855	591	1035 x 595 x 1269	0133703
SW 10x6/2 ERGO	1000 x 600	855	591	1235 x 692 x 1269	0133723



Serveerwagen Ergo met drie bladen

- Met Ergo-greep
- Laadvermogen: 140 kg
- Binnenwerkse schapafstand: 278 mm
- Roestvrij staal

	Bladmaat mm	Hoogte boven- ste blad mm	Nuttige hoogte tus- sen de bladen mm	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
SW 8x5/3 ERGO	800 x 500	855	278	1035 x 595 x 1269	0133713
SW 10x6/3 ERGO	1000 x 600	855	278	1235 x 695 x 1269	0133733

Gesloten serveerwagen

Behalve alle voordelen van de Hupfer serveerwagen biedt de dichte uitvoering meer veiligheid bij het transport en tegelijk een eenvoudige toegang.



Gesloten serveerwagen met twee bladen

- Met vleugeldeuren
- Laadvermogen: 80 kg
- Binnenwerkse schapafstand: 591 mm
- Roestvrij staal

	Bladmaat mm	Hoogte boven- ste blad mm	Nuttige hoogte tus- sen de bladen mm	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
GSW 8x5/2	800 x 500	855	591	900 x 600 x 949	0111934
GSW 10x6/2	1000 x 600	855	591	1100 x 700 x 960	0112054



Gesloten serveerwagen met twee bladen

- Met vleugeldeuren
- Laadvermogen: 120 kg
- Binnenwerkse schapafstand: 278 mm
- Roestvrij staal

	Bladmaat mm	Hoogte boven- ste blad mm	Nuttige hoogte tus- sen de bladen mm	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
GSW 8x5/3	800 x 500	855	278	898 x 600 x 949	0111964
GSW 10x6/3	1000 x 600	855	278	1000 x 700 x 960	0112084

Toebehoren voor serveerwagens



Galerij, driezijdig

- Driezijdig (open aan de voorkant)
- Galerijhoogte: 50 mm
- Roestvrij staal



	Bladmaat mm	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
GA/3-s SW6x4 Ø8/599/330/50	600 x 400	599 x 330 x 50	0114506
GA/3-s SW8x5 Ø8/799/430/50	800 x 500	799 x 430 x 50	0114502
GA/3-s SW10x6 Ø8/999/530/50	1000 x 600	999 x 530 x 50	0114503

Galerij, vierzijdig

- Vierzijdig
- Galerijhoogte: 50 mm
- Roestvrij staal



	Bladmaat mm	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
GA/4-s SW6x4 Ø8/599/399/50	600 x 400	599 x 399 x 50	0114507
GA/4-s SW8x5 Ø8/799/499/50	800 x 500	799 x 499 x 50	0114504
GA/4-s SW10x6 Ø8/999/599/50	1000 x 600	999 x 599 x 50	0114505



Afvalbak (groot)

- Voor serveer- en afruimwagens
- 420 x 200 x 250 mm
- Met ophangbeugels
- Roestvrij staal

	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
ANH-BEH 420/200/250 SW	420 x 200 x 250	0116192



Afvalzakhouder

- Voor de opname van 120-l-afvalzakken
- Met rubber sluiting
- Roestvrij staal

	voor serveerwagen	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
MHR 120 350/283/736	SW 8 x 5 en 10 x 6	350 x 280 x 736	0114802



Verstevigingsconstructie

- Belastingswinst: 20 kg
- Volledig gelast
- Roestvrij staal

	Bladmaat mm	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
VUZ SW 6x4	600 x 400	575 x 397 x 29	0114584
VUZ SW 8x5	800 x 500	775 x 497 x 29	0114582
VUZ SW 10x6	1000 x 600	975 x 597 x 29	0114583

Wagens voor operatiekamerapparatuur



Wagens voor operatiekamerapparatuur

Het programma voor het gebruik in en rondom de operatiekamer is speciaal afgestemd op de hoge eisen in deze afdeling. Hoge kwaliteit wat betreft materiaal en afwerking tot in elk detail garandeert optimale zekerheid op het gebied van functionaliteit en hygiëne.



Mobiele steriele uitgiftetafel

- Bladdimensie: 665 × 665 mm
- 2 paar inhangbare inschuifgeleiders
- Een vaste ingelaste geleider
- Antistatische banden
- Roestvrij staal

	Afmetingen b x d x h mm	Artikel-nummer
SBT 700/700/900 F	699 x 699 x 902	7500752



Trolley voor bakken

- Inhangbaar profielpaar
- Vast ingelast profielpaar
- Antistatische banden
- Roestvrij staal

	Afmetingen b x d x h mm	Artikel-nummer
ESCW 640/385/900	650 x 410 x 900	7500753



Instrumententafel

- In hoogte verstelbaar van 715-1200 mm
- Antistatische wielen
- Nuttige maat: 530 × 325 mm
- Zonder inlegschaal, als toebehoren verkrijgbaar
- Roestvrij staal

	Afmetingen b x d x h mm	Artikel-nummer
Instrumententafel 627/400/715-1200	627 x 400 x 715 - 1200	7500858



GN-bakken als inlegschaal

- Buitenafmetingen: 530 × 325 mm
- Roestvrij staal

	Hoogte mm	Artikel-nummer
BGN 1/1-20	20	0130602H
BGN 1/1-40	40	0130612H
BGN 1/1-65	65	0130622H



Verrijdbare instrumententafel

- Incl. uitneembare werkbladen
- Framerandblad als beschermgalerij
- Antistatische wielen
- Roestvrij staal

	Afmetingen b x d x h mm	Artikel-nummer
IT 625/425/800 F	625 x 425 x 800	7500204
IT 720/625/800 F	744 x 649 x 800	7500205
IT 940/625/800 F	940 x 625 x 800	7500206

Wagens voor operatiekamerapparatuur



Mandenstapelaars/platformstapelaars

Mandenstapelaars en platformstapelaars bieden ruimte aan een groot aantal korven. Ze vereenvoudigen de tussentijdse opslag, het transport en het beschikbaar maken van materiaal op de werkplek.



Mandenstapelaar voor sterielgoedkorven

- Max. 2 stapels StE-korven 600 x 300 mm
- Platformhoogte: 202 mm
- Antistatische wielen
- Roestvrij staal

	Afmetingen b x d x h mm	Artikel-nummer
KR 60-60 StE	791 x 676 x 856	7500196



Open platformstapelaar voor ISO en StE

- Gelijkblijvende afpakhoogte door het verlagen van het platform
- Roestvrij staal

	Afmetingen b x d x h mm	Artikel-nummer
OKO 61-41 ISO/SRI	715 x 803 x 900	7504874
OKO 61-61 StE	800 x 715 x 900	7504872



Papierwagen

Voor de operatie-afdeling of centrale sterilisatie: Hupfer papierwagens zijn veilig en gemakkelijk te hanteren en bieden overal waar nodig een praktische en betrouwbare ondersteuning.



Mobiele papierwagen

- Met 4 aflegframes Ø 25 mm
- Afleghoogte: 905 mm
- Roestvrij staal

	Afmetingen b x d x h mm	Artikel-nummer
Papierwagen 1410/725/995	1416 x 718 x 995	7500371



Bodemrooster

- Roestvrij staal gepolijst

	Afmetingen b x d x h mm	Artikel-nummer
Krattenrek 1130/663/154	1130 x 663 x 154	7500372

Wagens voor operatiekamerapparatuur



Platformwagens

Van het transport over tussentijdse opslag tot aan uitgifte op de plaats van gebruik zijn Hupfer platformwagens veelzijdige en zeer belastbare helpers. Als magazijnwagens of transportwagens voor zwaar werk met bijzonder stabiele constructie kunnen ze ook met gemak zware lasten aan.



Platformwagens

- Met diepgetrokken monitorplateau
- Plaathoogte: 287 mm
- Roestvrij staal



	Platformdimensie mm	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
PW 8x5	800 x 500	895 x 595 x 1012	0112602
PW 10x6	1000 x 600	1095 x 695 x 1012	0112632



Platformwagens

- Met glad monitorplateau
- Plaathoogte: 245 mm
- Roestvrij staal

	Platformdimensie mm	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
PW 5,4x5,4	545 x 545	708 x 606 x 1024	0112662
PW 8,2x5,4	820 x 545	983 x 605 x 1020	0112692



Magazijnwagens

- Totaal draagvermogen: 500 kg
- Met glad monitorplateau
- Roestvrij staal

	Platformdimensie mm	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
STWP 8,5x5	850 x 500	970 x 500 x 944	0114192
STWP 10x7	1000 x 700	1123 x 700 x 943	0114212



Transportwagen voor zwaar werk

- Draagvermogen: 500 kg
- Hoogte van het platform: 265 mm
- Roestvrij staal

	Platformdimensie mm	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
TW/s 12 x 6	1200 x 600	1366 x 660 x 1054	0162578

